



Оптичесна кохерентна томография
Optical Coherence Tomography

OCT-S1

Инструкции за употреба



За Европейския съюз

Важно

- Потребителят е отговорен за управлението на употребата и поддръжката на медицинско оборудване. Предлагаме да се назначи отговорно лице за поддръжка, за да се гарантира, че този продукт се поддържа в добро състояние и може да се използва безопасно.
- Свързването на система, която използва този продукт, към мрежа може да доведе до рискове за пациенти, оператори или трети страни. Специално лице, отговорно за поддръжката, трябва предварително да оцени тези рискове. Отговорното лице трябва също така да оценява рисковете при промени в мрежата (включително промени в мрежовата конфигурация, добавяне или прекъсване на елементи към мрежата, или актуализация или надграждане на оборудване, свързано към мрежата) след свързване.

Профил на оператора

- Този продукт може да се използва само от лекар или юридически квалифицирано лице, което има общи познания по офталмология и може да разбира това ръководство.

Целева група пациенти

- Деца и възрастни пациенти, които могат да държат главата си до опората за чело и опората за брадичка по време на заснемане (включително бременни и кърмещи жени), които не попадат в противопоказанията, и независимо от пола.

Показания

- Този продукт е предназначен за in-vivo изображения на ретината, слоя на ретинните нервни влакна и главата на зрителния нерв, за да предостави информация за изображения за диагностика при заболявания като глаукома, диабетна ретинопатия или свързана с възрастта макулна дегенерация.

1 Въведение

Преглед

Този продукт прави цифрови фотографски изображения и томограмни изображения на очите на пациентите неинвазивно, използвайки филтриран светлинен източник. Могат да бъдат получени по-широки и по-дълбоки триизмерни изображения на ретината с едно заснемане.

RX Capture за OCT-S1 (наричан „софтуер за управление на OCT“ в това ръководство) управлява този продукт, управлява данните на пациента и информацията за изследването, наблюдава и показва изображенията на окоето на пациента.

Показания за употреба

Този продукт е система за оптична кохерентна томография, предназначена за in-vivo изображения и измервания на ретината, слоя на ретинните нервни влакна, главата на зрителния нерв и предната част на окоето.

Предназначен е за подпомагане на диагностиката и управлението на очни заболявания.

Canon OCT-S1 не е предназначен да се използва като единствен диагностичен инструмент за заболявания. Квалифициран лекар е отговорен за окончателната диагноза, като се позовава на други резултати от измервания с други инструменти.

Противопоказания

Не използвайте този продукт за пациенти, при които:

- Имат анамнестична история на фотодерматоза.
- Са били подложени на фотодинамична терапия (PDT) в кратък период (вижте продуктовия документ на приложеното фотосенсибилизиращо вещество относно периода на забрана).
- Приемат лекарства със странични ефекти, които биха могли да причинят фотодерматоза.

Състав

Състав

- OCT-S1
- Захранващ кабел
- Софтуер RX Capture за OCT-S1

Допълнителни продукти

- Външен осветител за фиксиране на окото EL-1
- Софтуер RX Server (лиценз)
Сървърен софтуер
- Софтуер RX Viewer (лиценз)
Софтуер за преглед
- OCT ангиография (лиценз)
Функция за OCT ангиографска фотография.
- ОСТА2 (лиценз)
Функция за широк ъгъл на видимост, висока резолюция, осредняване и панорама за ОСТА изображения.
- Интелигентно премахване на шум (лиценз)
Функция за намаляване на шума за ОСТА изображения.
- Предна OCT (лиценз)
Функция за OCT изображения на преден сегмент.

Софтуерна работна среда

Управляващият компютър, мониторът, принтерът и изолационният трансформатор са оборудване с общо предназначение.

Всяко устройство трябва да отговаря на следните спецификации.

Хардуер или софтуер	Спецификации
Процесор	Intel процесори (6 или повече ядра)
RAM памет	64 GB или повече 128 GB или повече (При използване на мозаечно заснемане на ОСТА прегледи)
Видеокарта	NVIDIA видео карта, поддържаща Compute Capability 5.0 или по-нова (графични карти с по-висока производителност от Quadro K2200 и видео памет от 4 GB или повече)
Дисплей	Разделителна способност на екрана: 1920 x 1080 пиксела Цветовете на екрана: 24 бита или повече
Твърд диск	4 TB или повече: RAID-1 (огледално отразяване)
Интерфейс	USB 2.0
Мрежа	1000BASE-T или повече
Операционна система	Microsoft Windows 11 Pro Version 23H2 (64-bit)* Microsoft Windows 11 Pro Version 24H2 (64-bit)*
Приложен софтуер	Microsoft .NET Framework Version 4.8 SQL Server 2019 Express американска версия (64-bit) NVIDIA CUDA Toolkit 11.7
Платка на АЦП	AVALDATA APX-5200B-CA
Мишка	Мишка с колелце

* Операциите с тъчскрийн не се поддържат.

2 Безопасност

Регулаторна информация

Класификация на устройството

Клас на защита срещу
електрически удар

Оборудване клас 1

Степен на защита срещу
електрически удар

Приложени части тип В
(опора за брадичка и опора за чело)

СЕ маркировка

Този продукт е в съответствие със следното:

- Регламент (ЕС) 2017/745
- Директива 2011/65/ЕС

За Европейския съюз

Уведомление за сериозен инцидент

Всеки сериозен инцидент (определен в член 2, параграф 65 от Регламент (ЕС) 2017/745), възникнал във връзка с продукта, трябва да бъде докладван на производителя и компетентния орган на държавата членка, в която е установен потребителят и/или пациентът.

Електронни указания за употреба

Указанията за употреба са достъпни на уебсайта за преглеждане и изтегляне от клиенти.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

За подробности, моля, свържете се с вашия търговски представител или местен дилър на Canon.

Предпазни мерки

За да предотвратите наранявания и загуба на данни, работете с този продукт правилно, като следвате предпазните мерки.

Не оставяйте алкохол, разреждател или други запалими химикали в близост до инструмента.

Не поставяйте запалими разтворители в близост до инструмента. Може да възникне пожар, ако разтворителят се разлее или изпари и влезе в контакт с вътрешни електрически части. Някои дезинфектанти са запалими. Не забравяйте да вземете предпазни мерки, когато ги използвате.

Не докосвайте едновременно проводими части на немедицинско оборудване и пациента.

В противен случай може да възникне токов удар.

Не инсталирайте на места, изложени на вода, пара, влага или прах.

Това може да причини проблеми или неизправности.

Не инсталирайте на места, изложени на сол, сяра или корозивни газове.

Това може да доведе до корозия на инструмента, проблеми или неизправности.

Не инсталирайте на места, които са нестабилни или изложени на вибрации.

Вибрациите могат да преобърнат инструмента или инструментът може да загуби равновесие и да падне, което да доведе до неизправност или нараняване.

Не поставяйте ръцете или пръстите си под опората за брадичка или около измервателния модул.

Ръцете или пръстите ви могат да бъдат прищипани и наранени. Подобно на това, инструктирайте пациента да не поставя ръцете си под опората за брадичка, около измервателния модул.

Не поставяйте ръцете или пръстите си между измервателния модул и основата.

Ръцете или пръстите ви могат да бъдат прищипани и наранени, когато измервателният модул се движи в която и да е посока. Подобно на това, инструктирайте пациента да не поставя ръцете или пръстите си между измервателния модул и основата.

Не дръжте опората за лице или измервателния модул, когато премествате този продукт.

Когато премествате този продукт, хванете вдлъбнатините на основата за повдигане и дръжте продукта в хоризонтално положение. Не го дръжте за опората за лице или измервателния модул, тъй като те могат да се отделят и да причинят нараняване.

Уверете се, че цялата система отговаря на IEC 60601-1.

В среда с пациенти използвайте компютър и монитор, които отговарят на системния стандарт IEC 60601-1 за този продукт. Може да се използва и компютър и монитор, отговарящи на IEC 62368-1. Въпреки това, не забравяйте да използвате изолационен трансформатор. В противен случай може да възникне токов удар. За подробности, моля, свържете се с вашия търговски представител или местен дилър на Canon.

Поддържайте чисти опората за чело и опората за брадичка.

За да предотвратите риска от инфекция, избърсвайте опората за чело с дезинфекционен етанол за всеки пациент. Също така, за да предотвратите риска от инфекция, сменяйте хартията за опората за брадичка за всеки пациент. За подробности относно дезинфекцията се консултирайте със специалист. Опората за чело може да корозира, ако се използва дезинфектант, различен от посочените по-горе.

Бавно преместете измервателния модул към окото на пациента, когато правите изображение.

Когато регулирате позицията на измервателния модул в посока напред-назад, бавно доближавайте измервателния модул до пациента, докато гледате лицето на пациента отстрани.

Окото на пациента може да бъде наранено, ако обективът го докосне.

Проверете изображението, преди да използвате този продукт.

Преди да използвате този продукт, не забравяйте да направите тестово изображение, за да се уверите, че няма чужди тела, които могат да повлияят на разчитането или диагностиката на изображението.

Уверете се, че името, идентификационният номер, датата на раждане и полът на пациента съответстват на въведените за пациента.

Ако въведената информация е грешна, самоличността на пациентите може да бъде неправилна. Това може да доведе до неправилна диагноза и физическо нараняване на пациента.

Не докосвайте измервателния модул, докато се движи.

Измервателният модул се придвижва до централна позиция, когато този продукт е включен. Не докосвайте измервателния модул, докато се движи. Дръжте брадичката на пациента далеч от опората за брадичка.

Преди да опаковате този продукт, преместете измервателния модул до позицията за опаковане.

Използвайте опаковката на продукта за транспортиране.

Когато транспортирате този продукт, използвайте оригиналната опаковка, за да го предпазите от вибрации и удари.

Вибрациите и ударите могат да причинят неизправност или повреда на този продукт.

За подробности, моля, свържете се с вашия търговски представител или местен дилър на Canon.

Този продукт не е предназначен да се използва като единствен диагностичен инструмент за заболяване.

Квалифициран лекар отговаря за окончателната диагноза, като се позовава на други резултати от анализи, получени с други инструменти.

Предпазни мерки за ИТ сигурност

Помолете системния администратор да конфигурира и управлява мрежата за свързване на системата с мрежата. При свързване към мрежата системният администратор трябва да конфигурира настройките и да провери дали мрежата работи правилно.

Не забравяйте да излезете от този софтуер, когато не се използва.

За да предотвратите неоторизирана работа, не забравяйте да излезете от този софтуер, когато не се използва.

Сканирайте за компютърни вируси при импортиране на външни данни.

Когато свързвате USB памет или твърд диск или импортирате данни от друг компютър, сканирайте за компютърни вируси. Ако компютърът е бил заразен с вирус, информацията за пациента и данните от изследванията могат да бъдат повредени или откраднати от неоторизирани лица.

Извършвайте архивиране на данните на външно запаметяващо устройство редовно.

В противен случай съхранените данни за пациента може да станат недостъпни в случай на неизправност на този софтуер или компютър.

Не изключвайте кабела между този продукт и компютъра по време на заснемане на изображение или прехвърляне на данни.

Това може да повреди компютъра или да повреди данните.

Не изключвайте този продукт или компютъра по време на заснемане на изображение, прехвърляне на данни или архивиране.

Това може да повреди компютъра или да повреди данните.

Не инсталирайте друг софтуер след инсталирането на този софтуер.

Не инсталирайте друг софтуер, освен този, посочен от вашия търговски представител или местен дистрибутор на Canon. В противен случай този софтуер и този продукт може да не функционират правилно.

Не променяйте настройките на операционната система (напр. резолюцията на екрана, формата на датата, датата или езика), докато този софтуер работи.

В противен случай този софтуер може да не функционира правилно.

Не работете с този софтуер, докато импортирането или прехвърлянето на изображението не приключи.

В противен случай този софтуер може да не функционира правилно.

Лазерна безопасност

Този продукт е съвместим с 21 CFR глава 1, подглава J като лазерен продукт от клас 1 съгласно Стандарта за радиационна безопасност на Министерството на здравеопазването и човешките услуги на САЩ (DHHS) съгласно Закона за контрол на радиацията с цел опазване на здравето и безопасността от 1968 г. Освен това, този продукт е сертифициран като лазерен продукт от клас 1 съгласно IEC 60825-1:2007, IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2007, EN 60825-1:2014 и EN 60825-1:2014+A11:2021. Тъй като излъчването, излъчвано вътре в устройството, е напълно ограничено в защитни корпуси и външни капаци, лазерният лъч не може да излезе по време на която и да е фаза на нормална работа от потребителя.

Информация за ИТ сигурност

- Изисквания на потребителя

Този продукт може да се използва само от лекар или юридически квалифицирано лице, което има общи познания по офталмология и може да разбира това ръководство.

- Среда на употреба

Този продукт трябва да се свърже с болничната мрежа. При свързване към мрежата, системният администратор трябва да конфигурира настройките и да провери дали мрежата работи правилно.

- Рисков профил

Възможно е злонамерен нападател да използва система, така че не забравяйте да излезете от този софтуер, когато не се използва.

- Разпоредби за осигуряване на целостта/валидацията на софтуерни актуализации и корекции за сигурността

Моля, свържете се с вашия търговски представител или местен дилър на Canon за подробности, тъй като сервизните специалисти прилагат подходящи корекции за сигурността за потребителите. Производителят информира сервизните специалисти за метода на прилагане на корекции за сигурността след проверка на експлоатацията.

- Опции за конфигуриране на сигурността

Настройката на защитната стена се конфигурира автоматично, така че никой да не може да осъществява достъп до системата по мрежа. Тази настройка на защитната стена се извършва от софтуерния инсталатор по подразбиране.

- Указания за първоначално конфигуриране

След като се добави нов потребител, на стандартния потребителски акаунт, който е бил конфигуриран при нова инсталация, трябва да се смени паролата или акаунтът да се изтрие. Ако тази стъпка бъде пропусната, може да възникнат проблеми със сигурността.

- Инструкции за внедряване на актуализации за сигурност

Актуализации на Windows се прилагат за актуализации на сигурността.

- Аварийен режим

Тази система има аварийен режим за продължаване на използването на системата дори при проблеми в мрежата. Когато бъде открит мрежов проблем, системата автоматично стартира аварийния режим. В аварийния режим данните от прегледа се съхраняват локално вместо в мрежова локация. След това локалните данни автоматично ще бъдат преместени в мрежова локация и системата ще излезе от аварийния режим след изчезване на мрежовия проблем.

- Контроли за ИТ сигурност

Следните настройки за сигурност се препоръчват и са зададени по подразбиране. Защитната стена на Windows е автоматично конфигурирана, така че никой да не може да осъществява достъп до системата по външна мрежа. Windows Defender е активиран.

- Действия при предупредителни съобщения, свързани с ИТ сигурността

Съобщение	Отстраняване
Трябва да има поне един администратор.	Този потребител не може да бъде изтрит, ако само един човек е регистриран като администратор. Добавете потребител като администратор и след това изтрийте потребителя.
Текущо влезият потребител не може да бъде изтрит.	- Потребителят, който е влязъл в момента, не може да бъде изтрит. Другият администратор трябва да влезе като потребител. - Този потребител не може да бъде изтрит, ако само един човек е регистриран като администратор. Добавете потребител като администратор и след това изтрийте потребителя.
Не може да се заключи базата данни	След като другите потребители излязат, опитайте операцията отново.
Не може да се заключи пациент Не може да се изтрие пациент	След като друг потребител премахне избора на пациент, опитайте операцията отново.

- Функции за архивиране и възстановяване
(вж. страница 19)

Бележки за употреба

Преди употреба

- Проверявайте този продукт ежедневно. Уверете се, че няма чужди тела, които могат да повлияят на разчитанията или диагностиката на изображението.
- Всяка мръсотия или драскотини по обектива се появяват като черни петна, които могат да повлияят на качеството на ОСТ изображението. Проверете и почистете обектива, преди да заснемате изображение.
- Внезапното затопляне на помещението през зимата или в студени райони може да причини образуване на конденз върху обектива или върху оптичните части във вътрешността на продукта, което да доведе до невъзможност за получаване на оптимални изображения. В този случай изчакайте, докато кондензът изчезне, преди да заснемате изображения.

След употреба

- След като използвате този продукт, изключете захранването, поставете капачката на обектива, за да го предпазите от прах, и поставете покривалото против прах върху този продукт. Не можете да заснемате добри изображения, ако обективът е прашен.

Почистване и дезинфекция

- Не позволявайте на въздушната помпа да докосва обектива.
- Не бършете и не търкайте обектива, ако по него има мръсотия или прах.
- Не бършете обектива с етанолов разтвор, почистващ препарат за очила или хартия със силиконово покритие. Това може да повреди повърхността на обектива или да остави ивици.
- Не почиствайте външната част на този продукт с почистващ препарат за обективи. Това може да повреди външната част на този продукт.
- Не използвайте спирт, бензин, разреждател или други разтворители за почистване на външната част на този продукт. Това може да повреди външната част на този продукт.
- Не използвайте етанолов разтвор за почистване на външната част на този продукт, освен опората за чело и опората за брадичка. В противен случай може да възникне повреда на външната част на този продукт.
- Ако хартията за опората за брадичка не се използва, дезинфекцирайте опората за брадичка за всеки пациент по същия начин, както за опората за чело.

Среда на употреба

- Използвайте, съхранявайте и транспортирайте този продукт в среда, която е в обхвата на следните условия. Използвайте оригиналната опаковка за съхранение или транспортиране.

	Температура	Влажност	Атмосферно налягане
Среда на употреба	10 до 35 °C	30 до 90% относителна влажност (без кондензация)	600 до 1060 hPa
Среда за съхранение и транспортиране	- 30 до 50 °C	10 до 95% относителна влажност (без кондензация)	600 до 1060 hPa

- Не инсталирайте, съхранявайте и не оставяйте този продукт в много гореща или влажна среда. Също така, не използвайте този продукт на открито. Това може да причини проблеми или неизправности.
- Винаги се стремете да поддържате помещението възможно най-чисто. След много години употреба, прах от въздуха в помещението може да попадне върху обектива и оптичните части в измервателния блок. Не можете да заснемате добри изображения, ако оборудването е прашно.
- Когато този продукт не се използва, поставете капачката на обектива и покривалото против прах върху продукта.


Инсталация

- Помолете вашия търговски представител или местен дилър на Canon да го инсталира.
- Използвайте синхронен кабел и кабел за данни, които са прикрепени към доставеното феритно ядро. Помолете вашия търговски представител или местен дилър на Canon да прикрепи феритното ядро. Също така, използвайте USB кабел, който е с дължина 2 метра или по-малко.
- Силен удар върху този продукт може да доведе до разместване. Моля, боравете внимателно с уреда.

Изхвърляне

Неправомерното изхвърляне на този продукт може да има отрицателно въздействие върху човешкото здраве и околната среда. Следователно, когато изхвърляте този продукт, следвайте стриктно процедурата, която е в съответствие с приложимите закони и разпоредби във вашия район.

Само за Европейския съюз и ЕИП (Норвегия, Исландия и Лихтенщайн)



Този символ показва, че този продукт не трябва да се изхвърля с битовите отпадъци, съгласно Директивата за ОЕЕО (2012/19/ЕС) и националното законодателство. Този продукт трябва да бъде предаден на обозначен събирателен пункт, например на оторизиран пункт за замяна „едно за едно“, когато купувате нов подобен продукт, или на оторизиран събирателен пункт за рециклиране на отпадъчно електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО). Неправилното боравене с този вид отпадъци може да има потенциално отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве поради потенциално опасни вещества, които обикновено се свързват с ОЕЕО. В същото време, вашето сътрудничество за правилното изхвърляне на този продукт ще допринесе за ефективното използване на природните ресурси. За повече информация къде можете да оставите вашето отпадъчно оборудване за рециклиране, моля, свържете се с местната общинска служба, орган по отпадъците, одобрена схема за ОЕЕО или доставчика, от когото сте закупили продукта.

Горепосочената информация, включително информация за батериите, е налична на нашия уебсайт на официалните езици на всяка страна от ЕС.

Моля, посетете <https://global.canon/en/ifu/medcom/envfile/weee-battery-eu.pdf>.

Софтуер


- (1) Помолете вашия търговски представител или местен дилър на Canon да инсталира и актуализира този софтуер и драйвери.
- (2) За инструкции относно работата с компютъра и софтуера на Windows, вижте съответните ръководства за експлоатация.
- (3) Този софтуер може да се използва само от потребители с привилегии [Users] (Потребители) или [Administrators] (Администратори).
- (4) Уверете се, че са зададени подходящи права за достъп за устройството или папката, когато извършвате следните операции.
 - Добавяне на твърд диск от екрана [Storage Management] (Управление на съхранение).
 - Извеждане на DICOM, JPEG и BMP данни.
 - Импортиране на CSV файлове с информация за пациента.
 - Импортиране на ретинални изображения.
 - Извършване на архивиране на данните на резервното устройство.
 - Импортиране и експортиране на данни от прегледи.
- (5) Не използвайте [Switch User] (Смяна на потребител) (което сменя потребителите без излизане) в Windows. Когато двама или повече потребители използват този софтуер, не забравяйте да изберете [Log Off] (Изход), след което влезте отново като друг потребител.
- (6) Уверете се, че сте настроили скрийнсейвъра, опциите за захранване и настройките на шрифта на компютъра, както е показано по-долу.

Елементи	Настройки
Скринсейвър	Няма
Изключване на дисплея	Никога
Преминаване на компютъра в режим на заспиване	Никога
Изключване на твърдите дискове	Никога
При натискане на бутона за захранване	Изключване
Бутон за захранване на менюто „Старт“	Изключване
Размер на шрифта	По-малък – 100% (по подразбиране)

- (7) Не оставяйте компютъра с Windows в режим на заспиване или хибернация.
- (8) Ако се появи грешка в приложението или софтуерът замръзне по време на употреба, следвайте инструкциите по-долу.
 - 1) Изключете захранването на компютъра.
 - 2) Изключете захранването на този продукт.
 - 3) Включете захранването на този продукт.
 - 4) Включете захранването на компютъра.
- (9) Не актуализирайте и не надграждайте Windows, докато този софтуер работи. При актуализиране или надграждане на Windows този софтуер може да работи бавно или да не може да работи.

Етикети на продукта

Етикетите и маркировките, прикрепени към OCT-S1, са показани по-долу. Следвайте информацията върху етикета, за да използвате OCT-S1 правилно.



Следната таблица описва маркировките и индикациите на този продукт.

	Променлив ток
	Приложена част тип В
	Продукт, за който Директивата за ОЕЕО, Директивата за отпадъци от електрическо и електронно оборудване, изисква разделно събиране. Директивата е в сила само в Европейския съюз.
	Консултирайте се с инструкциите за употреба
	Този символ показва медицинско изделие, което отговаря на Регламент (ЕС) 2017/745.
	Упълномощен представител в Европейската общност
	Производител
	Сериен номер
	Дата на производство

3 Основни операции

Подготовка за заснемане на изображения

Подготовка на този продукт

- 1 Отстранете покривалото против прах и капачката на обектива.
- 2 Включете захранващия щепсел докрай в електрически контакт.
- 3 Включете захранването на този продукт.
- 4 Натиснете бутона за заключване на платформата.

Подготовка на софтуера за управление на ОСТ

- 1 Включете захранването на компютъра и монитора.
- 2 Въведете потребителското име и паролата, след което щракнете върху [Log In] (Влизане).

Въвеждане на информация за пациента

- 1 Въведете идентификационния номер на нов пациент.
- 2 Въведете друга информация за пациента.
- 3 Щракнете върху раздела [ОСТ Capture] (ОСТ заснемане).

Подготовка на пациенти

- 1 Дезинфекцирайте опората за чело и сменете хартията за опората за брадичка.
- 2 Инструктирайте пациента как да седи пред този продукт.
- 3 Регулирайте височината на опората за брадичка.
- 4 Преместете платформата към окото, което ще бъде фотографирано.

Заснемане на томограмни изображения

Избиране на комплект за преглед

- 1 Изберете комплекта за преглед [Wide Field] (Широко поле) от падащия списък.

Подравняване и заснемане на изображения

- 1 Подравнете измервателния блок с позицията на окото.
- 2 Наклонете операционния лост напред или назад, за да съответства на позицията на хоризонтално разделеното изображение на окото.
- 3 Натиснете бутона за заснемане.
- 4 Натиснете бутона OPTIMIZE.
- 5 Регулирайте изображението, така че индикаторът за качество на изображението да показва по-високо ниво.
- 6 Уверете се, че се появяват OCT изображенията на живо в горния и долния край.
- 7 Регулирайте наклона на томографското изображение.
- 8 Регулирайте вертикалната позиция на томограмното изображение.

- 9 Натиснете бутона за заснемане.
- 10 Регулирайте позицията на томограмното изображение, което ще бъде заснето.

Проверка на заснетото изображение

- 1 Щракнете върху [OK] или [NG].

Преглед на отчети

Преглед на отчети

- 1 След като заснемането приключи, щракнете върху раздела [Report] (Отчет).

Извеждане и разпечатване на отчети

- 1 Щракнете върху [Output] (Извеждане).
- 2 Изберете дестинацията за извеждане, след което щракнете върху [OK].

Изключване на софтуера

- 1 Щракнете върху [Log out] (Излизане).
- 2 Щракнете върху [Shutdown] (Изключване).
- 3 Натиснете бутона за заключване на платформата
- 4 Изключете захранването на този продукт.
- 5 Изключете захранващия кабел от електрическия контакт.
- 6 Поставете капачката на обектива и поставете покривалото против прах върху този продукт.

Архивиране и възстановяване

На екрана [Backup and restore] (Архивиране и възстановяване) извършете архивиране на информацията за пациента и данните от прегледа, които са били получени с OCT-S1, и ги възстановете. Архивирането може да се извърши както автоматично, така и ръчно. При автоматичното архивиране може да се зададе график за архивиране. Ако възникне проблем с базата данни, възстановете информацията за пациента и данните от прегледа. Когато изберете [Local] (Локално) в [Database] (База данни), [Backup and restore] (Архивиране и възстановяване) може да бъде зададено.

Задаване на устройство за архивиране

Въведете път за дестинацията за архивиране в [Backup destination] (Дестинация за архивиране) или щракнете върху [Browse] (Преглед), за да изберете дестинация за архивиране.

Настройки за автоматично архивиране

Изберете деня от седмицата, когато се извършва автоматичното архивиране, и изберете типа архивиране от падащия списък.

- [Full Backup] (Пълно архивиране): Извършва архивиране на всички данни.
- [Incremental Backup] (Инкрементално архивиране): Архивира само данните, които са променени от предишното архивиране.

Изберете час от списъка, в който да се извършва автоматичното архивиране. Ако е избрано [At Exit] (При излизане), архивирането ще бъде извършено, когато излезете от RX Capture за OCT-S1/RX Server.

Старият регистрационен файл за архивиране се изтрива след успешно пълно архивиране. За да запазите стария регистрационен файл за архивиране, изчистете отметката от квадратчето [Delete all old logs after succeeding to full backup] (Изтриване на всички стари регистрационни файлове след успешно пълно архивиране).

Ръчно архивиране

Щракнете върху [Full Backup] (Пълно архивиране) или [Incremental Backup] (Инкрементално архивиране).

Архивирането започва.

Щракнете върху [Cancel] (Отказ), за да отмените архивирането.

Показване на регистрационния файл за архивиране

Когато се щракне върху раздела [Backup Logs] (Регистрационни файлове за архивиране), се появява списъкът с регистрационния файл за архивиране.

Възстановяване на данни

Чрез възстановяване на данни състоянието на данните може да бъде върнато до етапа на избрания регистрационен файл за архивиране.

1 Изберете регистрационен файл за архивиране, след което щракнете върху [Restore] (Възстановяване).

Например, ако възстановявате регистрационния файл за архивиране от 16.05.2012 г., състоянието се връща към 16.05.2012 г. Следователно информацията за пациента и данните от прегледа, придобити на и след 17.05.2012 г., се изтриват.

Възстановяването започва.

Когато екранът, на който е показана лентата за напредък, изчезне, възстановяването е приключило.

4 Поддръжка

Ежедневни проверки

Извършете следните проверки, преди да използвате този продукт, за да сте сигурни, че се използва безопасно и правилно. Ако по време на проверката бъде открит проблем и не можете да го отстраните, моля, свържете се с вашия търговски представител или местен дилър на Canon.

Проверки преди включване на захранването

Проверете следните елементи, преди да включите захранването.

Кабели

- 1) Захранващият кабел и свързващият кабел не са повредени и изолацията им не е скъсана.
- 2) Захранващият кабел е напълно и сигурно поставен в AC конектора на този продукт и в електрическия контакт.
- 3) Кабелите са напълно и сигурно поставени в конекторите и не са разхлабени.

OCT-S1

- 1) Външната част на този продукт не е повредена или разхлабена.
- 2) Платформата се движи, докато държите операционния лост и го накланяте напред, назад, надясно и наляво.
- 3) Измервателният блок се движи нагоре и надолу, докато въртите операционния лост.
- 4) Уверете се, че заключването на платформата работи правилно.
- 5) Няма драскотини или замърсявания по обектива. Почистете обектива, ако е замърсен.

Проверки след включване на захранването

Включете този продукт, след което включете компютъра. Проверете следните елементи, след като влезете.

OCT-S1

- 1) Лампичката POWER (Захранване) свети.
- 2) Опората за брадичката се движи плавно нагоре и надолу, когато бутонът за регулиране на опората за брадичка е натиснат.
- 3) Изображението на живо от SLO може да се наблюдава, когато е натиснат бутонът за заснемане.

Почистване и дезинфекция

Обектив

Ако обективът е замърсен, почистете го съгласно процедурата по-долу.

- 1 Проверете за замърсявания.**
Осветете обектива с фенерче, за да проверите за замърсявания.
- 2 Издухайте праха или замърсяванията.**
Използвайте гумена круша, за да отстраните праха или замърсяванията от обектива. Не използвайте четка за избърсване на прах.
- 3 Избършете обектива.**
 - 1) Избършете внимателно обектива с кърпичка за почистване на обективи, навлажнена с препарат за почистване на обективи.
 - 2) Започвайки от центъра на обектива, избършете обектива спираловидно към периферията.
 - 3) Сменете хартията за почистване на обектива и избърсвайте обектива, докато мръсотията изчезне и не останат следи.

Опора за чело / Опора за брадичка

Почистете съответните части със стерилна марля или подобен материал, навлажнен с дезинфектант.

Външна повърхност

Ако външната страна на този продукт е замърсена, почистете я според процедурата по-долу.

- 1 Изключете захранването на този продукт.**
Изключете захранващия превключвател и извадете захранващия кабел от електрическия контакт.
- 2 Избършете с кърпа, напоена с почистващ препарат.**
Избършете го с мека кърпа, която е била напоена с разреден неутрален почистващ препарат и добре изцедена.
- 3 Избършете с кърпа, напоена с вода.**
Избършете го с кърпа, която е била напоена с вода и добре изцедена.

Приложение

Спецификации

ОСТ изображение

Разделителна способност	Дълбочина (по ос Z): 8 μm или по-малко Ширина (по оси X-Y): 30 μm или по-малко
Зона на сканиране	3 (X) x 3 (B) до 23 (X) x 20 (B) mm ($\pm 5\%$)
Източник на светлина	Светлинен източник с честотна модулация 1 010~1 110 nm

SLO изображение

Зрителен ъгъл	78 градуса (B) x 68 градуса (B) (23 x 20 mm)
Разделителна способност	40 μm
Източник на светлина	LD 780 nm
Данни за захранване	AC 100 до 240 V, 50/60 Hz, 1,6 до 0,8 A

Видове анализ

Анализ на дебелината на макулата

Това показва томографското изображение на макулата и резултатите от анализа на дебелината на ретината.

Анализ на NFL+GCL+IPL / Анализ на GCL+IPL

Това показва томографското изображение от макулата до оптичния диск и резултатите от анализа на дебелината на ретината.

Анализ на оптичния диск

Това показва дебелината на RNFL (слоя на ретиналните нервни влакна) и резултатите от анализа на формата на оптичния диск.

Широкомащабен 3D анализ

Той сканира макулата и оптичния диск еднократно и след това показва резултатите от анализа.

2D томографски анализ

Това показва томографското изображение и дебелината на ретината на определената част.

Общ томографски анализ

Това показва томографското изображение и дебелината на ретината на определената част.

ОСТА изображения

Това показва ОСТА томографските изображения.

3D анализ

Това показва 3D томографското изображение.

Анализ на преден сегмент

Това показва томографското изображение на предния сегмент и резултатите от анализа на дебелината на роговицата.

EMC (електромагнитни смущения)

Този продукт е проектиран и тестван да съответства на IEC 60601-1-2 (EN 60601-1-2), което са приложими правила относно EMC за медицински изделия и трябва да бъде инсталиран и пуснат в експлоатация съгласно следната информация.

1. Медицинското електрическо оборудване изисква специални предпазни мерки по отношение на EMC и трябва да бъде инсталирано и пуснато в експлоатация съгласно информацията, предоставена в ръководството.
2. Този продукт е подходящ за използване в болнични заведения (професионални здравни заведения), с изключение на среди в близост до активно високочестотно хирургично оборудване или екранирани за РЧ помещения на МЕ система за магнитно-резонансна томография, където интензитетът на електромагнитните смущения е висок.
3. За да се осигури оптимална работа по отношение на EMC, използвайте само определените кабели.

Име	Тип	Дължина	Забележки
Захранващ кабел за променлив ток	Неекраниран	3,0 m фиксирана дължина	В комплекта
Синхронен кабел	Екраниран	2,0 m	В комплекта
USB кабел	Тип АВ конектор поддържащ USB 2.0 Hi-Speed	Макс. 2,0 m	Не е включен
Кабел за данни	Екраниран	2,0 m	В комплекта

4. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използването на аксесоари, преобразуватели и кабели, различни от посочените или предоставените от търговския представител на Canon или местния дилър на Canon, може да доведе до повишени електромагнитни емисии или намален електромагнитен имунитет на това оборудване и да доведе до неправилна работа.

5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Използването на това оборудване в съседство с или поставено върху друго оборудване трябва да се избягва, тъй като това може да доведе до неправилна работа. Ако такова използване е необходимо, това оборудване и другото оборудване трябва да бъдат наблюдавани, за да се провери дали работят нормално.

6. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Преносимо РЧ комуникационно оборудване (включително периферни устройства като антенни кабели и външни антени) не трябва да се използва по-близо от 30 cm (12 инча) до която и да е част от този продукт, включително кабели, посочени от търговския представител на Canon или местния дилър на Canon. В противен случай може да настъпи влошаване на работата на това оборудване.

7. Основна производителност (срещу електромагнитни смущения)

Контрол на лазерната мощност или нивото на лъчение на лазерния лъч
Ако функцията за контрол на лазера претърпи повреда или загуба на функционалност, този продукт ви уведомява за всяка от ситуациите с помощта на звук и съобщение.

8. Поради електромагнитни смущения може да се наложи клиентът или потребителят на този продукт да извърши измерването отново или да рестартира оборудването, софтуера или компютъра.

Електромагнитни емисии

Този продукт е предназначен за използване в описаната по-долу електромагнитна среда.

Клиентът или потребителят на този продукт трябва да се увери, че той се използва в такава среда.

Тест за емисии	Съответствие	Електромагнитна среда – Насоки
Радиочестотни емисии EN 55011 CISPR11	Група 1	Този продукт използва радиочестотна енергия само за вътрешната си функция. Следователно, неговите радиочестотни емисии са много ниски и е малко вероятно да причинят смущения в близкото електромагнитно оборудване.
Радиочестотни емисии EN 55011 CISPR11	Клас В	Този продукт е подходящ за употреба във всички предприятия, включително домашни учреждения и такива, директно свързани към обществената мрежа за нисковолтово електрозахранване, която захранва сгради, използвани за битови нужди.
Хармонични емисии EN IEC 61000-3-2	Клас А	
Емисии от колебания/ трептене на напрежението EN IEC 61000-3-3*	Съответства	

* Не е приложимо за региони, където номиналното напрежение е по-малко от 220 V.

Гаранция и сервиз за ремонт

Експлоатационен живот

Експлоатационният живот на този продукт е осем години, ако се извършват определените проверки и поддръжка.

Техническо описание

За техническото описание вижте ръководството за експлоатация на продукта.

Canon



Производитель:

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Япония

Телефон: (81)-3-3758-2111

Дата на ревизия: 2026-01
BT8-2612-BG01

© CANON INC. 2023–2026