



Oftalmološka programska platforma RX

Ophthalmic Software Platform RX

# RX Capture za retinalnu kameru

## RX Server (Poslužitelj)

## RX Viewer (Preglednik)

Upute za korištenje

---

## **Važno**

- Korisnik je odgovoran za upravljanje uporabom i održavanjem medicinske opreme. Predlažemo da se za održavanje zaduži posebna osoba kako bi se osiguralo da se ovaj softver održava u dobrom stanju i da se može sigurno koristiti.
- Povezivanje sustava koji koristi ovaj softver s mrežom može predstavljati rizik za pacijente, operatere ili treće strane. Posebna osoba zadužena za održavanje trebala bi unaprijed procijeniti te rizike. Odgovorna osoba također treba procijeniti rizike kada dođe do promjena na mreži (uključujući promjene u konfiguraciji mreže, dodavanje ili isključivanje stavki s mreže ili ažuriranje ili nadogradnja opreme povezane na mrežu) nakon povezivanja.

## **Profil operatera**

- Ovaj softver može upotrebljavati isključivo liječnik ili pravno kvalificirana osoba koja ima opće znanje o oftalmologiji i može razumjeti ovaj priručnik.

## **Ciljna skupina pacijenata**

- Pacijenti koji mogu držati glavu naslonjenu na naslon za čelo i naslon za bradu tijekom snimanja.

## **Indikacije**

- Ovaj uređaj je indiciran za beskontaktno snimanje fundusa mrežnice kroz zjenicu kao pomoć u dijagnosticiranju bolesti mrežnice.

# 1 Uvod

## Pregled

Oftalmološka programska platforma RX je oftalmološki softver za prikupljanje, pohranu, upravljanje, obradu i prikaz slika pacijenata čiji su podaci preuzeti s uređaja Canon optičke koherentne tomografije i Canon digitalne retinalne kamere. Oftalmološka programska platforma RX sastoji se od tri softvera: RX Capture (Snimanje) za retinalnu kameru, RX Server (Poslužitelj) i RX Viewer (Preglednik).

RX Capture (Snimanje) za retinalnu kameru ima poseban zaslon za prikupljanje retinalnih slika snimljenih uređajem Canon digitalna retinalna kamera. Omogućuje prikaz snimke i obradu snimke na sljedeći način.

RX Server (Poslužitelj) pohranjuje podatke o pacijentima i informacije o snimkama prikupljenima pomoću OCT-a i retinalnih kamera. U RX Serveru (Poslužitelju) moguće je ažuriranje podataka o pacijentima i pregled informacija o studiji.

RX Viewer (Preglednik) prikazuje slike prikupljene pomoću OCT-a i retinalnih kamera.

## Indikacije za uporabu

Oftalmološka programska platforma RX je oftalmološki softverski sustav namijenjen za prikupljanje, pohranu, upravljanje, obradu i prikaz pacijentovih, dijagnostičkih i slikovnih podataka s računalnih dijagnostičkih instrumenata.

Također je namijenjen za pregled podataka o pacijentu, dijagnostičkih i slikovnih podataka te analizu od strane obučenog zdravstvenog djelatnika.

Ovaj proizvod nije namijenjen za uporabu kao jedini dijagnostički instrument za bolest. Kvalificirani liječnik odgovoran je za konačnu dijagnozu uzimajući u obzir ostale rezultate mjerenja drugim instrumentima.

## Sastav

### Oftalmološka programska platforma RX

- Softver RX Capture (Snimanje) za retinalnu kameru
- Softver RX Server (Poslužitelj)
- Softver RX Viewer (Preglednik)

## Radno okruženje softvera

Svaki softver radi u sljedećem radnom okruženju.

Za pojedinosti o sustavu obratite se vašem prodajnom predstavniku ili lokalnom dobavljaču tvrtke Canon.

### Softver RX Capture (Snimanje) za retinalnu kameru

| Hardver ili softver | Specifikacije                                                                                                                                                       |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                 | Intel procesori                                                                                                                                                     |
| RAM                 | 16 GB ili više                                                                                                                                                      |
| Prikaz              | Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela<br>Boje zaslona: 24 bita ili više                                                                                           |
| Tvrđi disk          | 500 GB ili više: RAID-1 (zrcaljenje); za lokalni poslužitelj (kada se još ne uvodi RX Server)<br>100 GB ili više: Za udaljeni poslužitelj (kod uvođenja RX servera) |
| Sučelje             | USB 2.0                                                                                                                                                             |
| Mreža               | 1000BASE-T ili više                                                                                                                                                 |
| OS                  | Microsoft Windows 11 Pro verzija 23H2 ili novija (64-bitna)*<br>Microsoft Windows 11 Pro verzija 24H2 ili novija (64-bitna)*                                        |

\* Radnje putem zaslona osjetljivog na dodir nisu podržane.

## RX Viewer (Preglednik)

| Hardver ili softver | Specifikacije                                                                                          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                 | Intel procesori                                                                                        |
| RAM                 | 16 GB ili više                                                                                         |
| GPU                 | Kompatibilno s Full HD i 24/32-bitnim bojama                                                           |
| Prikaz              | Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela<br>Boje zaslona: 24 bita ili više                              |
| Tvrđi disk          | 100 GB ili više                                                                                        |
| Sučelje             | USB 2.0                                                                                                |
| Mreža               | 1000BASE-T ili više                                                                                    |
| OS                  | Microsoft Windows 11 Pro verzija 23H2 (64-bitna)*<br>Microsoft Windows 11 Pro verzija 24H2 (64-bitna)* |

\* Radnje putem zaslona osjetljivog na dodir nisu podržane.

## RX Server (Poslužitelj)

| Hardver ili softver | Specifikacije                                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU                 | Intel procesori                                                                                                                                           |
| RAM                 | 4 GB ili više                                                                                                                                             |
| GPU                 | Kompatibilno s Full HD i 24/32-bitnim bojama                                                                                                              |
| Prikaz              | Rezolucija zaslona: 1920 x 1080 piksela<br>Boje zaslona: 24 bita ili više                                                                                 |
| Tvrđi disk          | 2 TB ili više: RAID-1 (zrcaljenje); kada se ne uvodi NAS<br>poslužitelj još nije instaliran<br>100 GB ili više: kada se uvodi instalirani NAS poslužitelj |
| Sučelje             | USB 2.0                                                                                                                                                   |
| Mreža               | 1000BASE-T ili više                                                                                                                                       |
| OS                  | Microsoft Windows Server 2019 Standard*                                                                                                                   |

\* Radnje putem zaslona osjetljivog na dodir nisu podržane.

## 2 Sigurnost

### Regulatorne informacije

#### CE oznaka

Ovi softveri u skladu su sa sljedećim

- Uredba (EU) 2017/745

#### Za Europsku uniju

#### Obavijest o ozbiljnom incidentu

---

Svaki ozbiljan incident (definiran u članku 2. stavku 65. Uredbe (EU) 2017/745) koji se dogodio u vezi s proizvodom treba prijaviti proizvođaču i nadležnom tijelu države članice u kojoj je korisnik i/ili pacijent nastanjen.

#### Elektroničke upute za uporabu

---

Upute za uporabu dostupne su kupcu za pregled i preuzimanje na web stranici.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

Za pojedinosti se obratite vašem prodajnom predstavniku ili lokalnom dobavljaču tvrtke Canon.

## Sigurnosne mjere opreza

Kako biste spriječili ozljede i gubitak podataka, ispravno rukujte ovim softverom pridržavajući se sigurnosnih mjera opreza.

---

**Ne dodirujte istovremeno vodljive dijelove nemedicinske opreme i pacijenta.**

**U protivnom može doći do strujnog udara.**

---

**Osigurajte da cijeli sustav bude u skladu s normom IEC 60601-1. U pacijentovoj okolini koristite opremu koja je u skladu s normom IEC 60601-1.**

U pacijentovoj okolini za ovaj softver koristite računalo i monitor koji su u skladu sa sustavnim standardom IEC 60601-1. Također se mogu koristiti računalo i monitor koji su u skladu s normom IEC 62368-1. Međutim, obavezno upotrebljavajte izolacijski transformator. U protivnom može doći do strujnog udara. Za pojedinosti se obratite vašem prodajnom predstavniku ili lokalnom dobavljaču tvrtke Canon.

---

**Provjerite podudaraju li se ime pacijenta, ID, datum rođenja i spol s onima koji su uneseni za pacijenta.**

Ako su uneseni podaci pogrešni, identiteti pacijenata mogu biti netočni. To može dovesti do pogrešne dijagnoze i tjelesne ozljede pacijenta.

---

**Dok se snimke prenose, nikada nemojte isključivati računalo, retinalnu kameru ili digitalnu kameru.**

**To može oštetiti hardver ili oštetiti podatke.**

---

**Nemojte mijenjati postavke OS-a (npr. rezoluciju zaslona, format datuma, datum ili jezik) dok softver radi.**

**U protivnom ovaj softver možda neće ispravno raditi.**

---

**Nemojte rukovati retinalnom kamerom tijekom rada u ovim softverima.**

**U protivnom ovi softveri možda neće ispravno raditi.**

---

**Nemojte rukovati ovim softverom dok se uvoz ili prijenos snimke ne završi.**

**U protivnom ovaj softver možda neće ispravno raditi.**

---

**Dok se snimke prenose, nemojte odspajati DC adapter digitalne kamere ili USB kabel između računala i retinalne kamere.**

**To može oštetiti hardver ili oštetiti podatke.**

---

---

**Redovito vršite sigurnosno kopiranje podataka na vanjski memorijski uređaj.**

U protivnom, pohranjeni podaci o pacijentu mogu biti nedostupni u slučaju kvara računala.

---

**Neka mrežni administrator konfigurira i upravlja mrežom radi povezivanja sustava na mrežu.**

Prilikom povezivanja na mrežu, mrežni administrator trebao bi konfigurirati postavke i provjeriti radi li mreža ispravno.

---

**Prilikom uvoza vanjskih podataka skenirajte ima li računalnih virusa.** Prilikom povezivanja USB memorijskog uređaja ili pogona tvrdog diska ili uvoza podataka s drugog računala, skenirajte ima li računalnih virusa. Ako je računalo zaraženo virusom, podaci o pacijentu i podaci o pregledu mogu biti oštećeni ili ih mogu uzeti neovlaštene osobe.

---

**Obavezno se odjavite iz ovog softvera kada se ne upotrebljava.**

Kako biste spriječili neovlašten rad, obavezno se odjavite iz ovog softvera kada se ne upotrebljava.

---

## Mjere opreza za IT sigurnost

---

**Neka mrežni administrator konfigurira i upravlja mrežom radi povezivanja sustava na mrežu.**

Prilikom povezivanja na mrežu, mrežni administrator trebao bi konfigurirati postavke i provjeriti radi li mreža ispravno.

---

**Obavezno se odjavite iz ovog softvera kada se ne upotrebljava.**

Kako biste spriječili neovlašten rad, obavezno se odjavite iz ovog softvera kada se ne upotrebljava.

---

**Prilikom uvoza vanjskih podataka skenirajte ima li računalnih virusa.**

Prilikom povezivanja USB memorijskog uređaja ili pogona tvrdog diska ili uvoza podataka s drugog računala, skenirajte ima li računalnih virusa. Ako je računalo zaraženo virusom, podaci o pacijentu i podaci o pregledu mogu biti oštećeni ili ih mogu uzeti neovlaštene osobe.

---

**Redovito vršite sigurnosno kopiranje podataka na vanjski memorijski uređaj.**

U protivnom, pohranjeni podaci o pacijentu mogu biti nedostupni u slučaju kvara ovog softvera ili računala.

---

**Nemojte odspajati kabel između ovog proizvoda i računala tijekom izrade snimke ili prijenosa podataka.**

To može oštetiti računalo ili oštetiti podatke.

---

**Nemojte isključivati ovaj proizvod ili računalo tijekom izrade snimke, prijenosa podataka ili sigurnosnog kopiranja.**

To može oštetiti računalo ili oštetiti podatke.

---

**Nemojte instalirati nikakav drugi softver nakon instalacije ovog softvera.**

Nemojte instalirati nikakav drugi softver osim onoga koji je odredio vaš prodajni predstavnik ili lokalni dobavljač tvrtke Canon. U protivnom ovaj softver i ovaj proizvod možda neće ispravno raditi.

---

**Nemojte mijenjati postavke OS-a (npr. rezoluciju zaslona, format datuma, datum ili jezik) dok softver radi.**

U protivnom ovaj softver možda neće ispravno raditi.

---

**Nemojte rukovati ovim softverom dok se uvoz ili prijenos snimke ne završi.**

U protivnom ovaj softver možda neće ispravno raditi.

---

## Informacije za IT sigurnost

- Korisnički zahtjev

Ovaj proizvod može upotrebljavati isključivo liječnik ili pravno kvalificirana osoba koja ima opće znanje o oftalmologiji i može razumjeti ovaj priručnik.

- Okruženje uporabe

Ovaj se proizvod treba povezati na bolničku mrežu. Prilikom povezivanja na mrežu, mrežni administrator trebao bi konfigurirati postavke i provjeriti radi li mreža ispravno.

- Profil rizika

Moguće je da zlonamjerni napadač iskoristi sustav, stoga se obavezno odjavite s ovog softvera kada nije u uporabi.

- Odredbe za osiguranje integriteta/validacije ažuriranja softvera i sigurnosnih zakrpa

Obratite se vašem prodajnom predstavniku ili lokalnom dobavljaču tvrtke Canon za detalje jer servisne osobe primjenjuju odgovarajuće sigurnosne zakrpe korisnicima. Proizvođač obavještava servisne osobe o načinu primjene sigurnosnih zakrpa nakon provjere rada.

- Opcije sigurnosne konfiguracije

Postavka vatrozida automatski se konfigurira tako da nitko ne može pristupiti sustavu putem mreže. Ovu postavku vatrozida prema zadanim postavkama postavlja instalacijski program softvera.

- Upute za početnu konfiguraciju

Nakon što se doda novi korisnik, zadanom korisničkom računu koji je konfiguriran pri novoj instalaciji mora se promijeniti lozinka ili se taj račun mora izbrisati. Ako se ovaj korak preskoči, može doći do sigurnosnih problema.

- Upute za implementaciju sigurnosnih ažuriranja

Windows ažuriranja primjenjuju se za sigurnosna ažuriranja.

- Način rada za sigurnost od kvara

Ovaj sustav ima način rada za sigurnost od kvara za nastavak korištenja sustava čak i u slučaju mrežnih problema. Kada se otkrije mrežni problem, sustav automatski pokreće način rada za sigurnost od kvara. U načinu rada za sigurnost od kvara, podaci pregleda pohranjuju se lokalno umjesto na mrežnu lokaciju. Zatim će se lokalni podaci automatski premjestiti na mrežnu lokaciju, a sustav izlazi iz načina rada za sigurnost od kvara nakon što mrežni problem nestane.

- Kontrole IT sigurnosti

Preporučuju se sljedeće sigurnosne postavke koje su postavljene prema zadanim postavkama.

Windows vatrozid automatski je konfiguriran tako da nitko ne može pristupiti sustavu putem vanjske mreže. Windows Defender je omogućen.

- Radnje za poruke upozorenja povezane s IT sigurnošću

| Poruka                                                              | Rješenje                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mora postojati barem jedan administrator.                           | Ovaj se korisnik ne može izbrisati kada je samo jedna osoba registrirana kao administrator. Dodajte korisnika kao administratora, a zatim izbrišite korisnika.                                                                                                                                     |
| Trenutno prijavljeni korisnik ne može se izbrisati.                 | - Korisnik koji je trenutno prijavljen ne može se izbrisati.<br>Drugi administrator se mora prijaviti da bi obrisao korisnika.<br>- Ovaj se korisnik ne može izbrisati kada je samo jedna osoba registrirana kao administrator. Dodajte korisnika kao administratora, a zatim izbrišite korisnika. |
| Nije moguće zaključati bazu podataka                                | Nakon što se drugi korisnici odjave, ponovno pokušajte radnju.                                                                                                                                                                                                                                     |
| Nije moguće zaključati pacijenta<br>Nije moguće izbrisati pacijenta | Nakon što drugi korisnik poništi odabir pacijenta, ponovno pokušajte radnju.                                                                                                                                                                                                                       |

- Značajke sigurnosnog kopiranja i vraćanje podataka  
(pogledajte stranicu 16)

## Napomene o uporabi

- (1) Zatražite od vašeg prodajnog predstavnika ili lokalnog dobavljača tvrtke Canon da instalira i ažurira ovaj softver i upravljačke programe.
- (2) Upute o radu s računalom i softverom Windows potražite u odgovarajućim priručnicima za rad.
- (3) Ovaj softver mogu koristiti samo korisnici s ovlastima [Users (Korisnici)] ili [Administrators (Administratori)].
- (4) Kada se izvode sljedeće operacije, na kartici [Security (Sigurnost)] svojstva pogona/ mape dopustite [Modify (Modificiraj)] za grupu [Users (Korisnici)] i [Full control (Potpuna kontrola)] za grupu [Administrators (Administratori)].
  - Dodajte HDD na zaslonu [Storage Management (Upravljanje skladištenjem)].
  - Izvezite DICOM, JPEG i BMP podatke.
  - Uvezite CSV datoteke s informacijama o pacijentima.
  - Uvezite snimke mrežnice.
  - Izvršite sigurnosno kopiranje podataka na pogon za sigurnosno kopiranje.
  - Uvezite i izvezite podatke o pregledima.
- (5) Nemojte koristiti [Switch User (Promijeni korisnika)] (koji mijenja korisnike bez odjave) u sustavu Windows. Kada dva ili više korisnika koriste ovaj softver, obavezno odaberite [Log Off (Odjava)], a zatim se ponovno prijavite kao drugi korisnik.

- (6) Obavezno postavite čuvar zaslona, opcije napajanja i postavke fonta na računalu kako je prikazano u nastavku.

| Stavke                               | Postavke               |
|--------------------------------------|------------------------|
| Čuvar zaslona                        | Nijedan                |
| Isključite zaslon                    | Nikada                 |
| Stavite računalo u stanje mirovanja  | Nikada                 |
| Isključite tvrde diskove             | Nikada                 |
| Kada pritisnem gumb za napajanje     | Isključi               |
| Gumb za napajanje početnog izbornika | Isključi               |
| Veličina fonta                       | Manje - 100 % (zadano) |

- (7) Nemojte stavljati Windows računalo u način mirovanja ili hibernacije.
- (8) Ako se pojavi pogreška aplikacije, ovaj softver se zamrzne ili se snimljena snimka ne pojavi tijekom pregleda, poduzmite sljedeće korake:
- 1) Isključite retinalnu kameru i digitalnu kameru.
  - 2) Izadite iz ovog softvera. Izvršite prisilno zatvaranje u upravitelju zadataka ako nije moguće izaći.
  - 3) Isključite računalo.
  - 4) Uklonite DC adapter iz digitalne kamere, a zatim ga ponovno umetnite.
  - 5) Uključite računalo.
  - 6) Nakon pokretanja operacijskog sustava, uključite retinalnu kameru i digitalnu kameru.
  - 7) Pokrenite ovaj softver.
- (9) Nemojte ažurirati i nadograđivati Windows dok ovaj softver radi. Tijekom ažuriranja ili nadogradnje Windowsa, ovaj softver može raditi sporo ili možda neće moći raditi.
- (10) Kako biste spriječili automatsko otvaranje čarobnjaka ili izbornika dok je digitalna kamera povezana s Windows računalom, poduzmite sljedeće korake:
- 1) Otvorite [Control Panel (Upravljačka ploča)], kliknite na [Hardware and Sound (Hardver i zvuk)] i kliknite na [Play CDs or other media automatically (Automatska reprodukcija CD-ova ili drugih medija)].
  - 2) Odaberite [Take no action (Ne poduzimaj ništa)] iz padajućeg popisa za [Canon EOS XXD RETINA]. Zatim kliknite na [Save (Spremi)].
- (11) Ovaj softver ne podržava znakove ovisne o okruženju proširene u sustavu Windows.

## Označavanje proizvoda

Sljedeća tablica opisuje oznake i indikacije na ovom proizvodu.

|                                                                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Proučite upute za uporabu                                                          |
|  | Ovaj simbol označava medicinski proizvod koji je u skladu s Uredbom (EU) 2017/745. |
|  | Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici                                        |
|  | Proizvođač                                                                         |
|  | Datum proizvodnje                                                                  |

## 3 Osnovne operacije

### RX Capture za retinalnu kameru

#### Pokretanje softvera

- 1 Uključite napajanje računala i monitora.
- 2 Unesite korisnički ID i lozinku, a zatim kliknite na [Log In (Prijava)].

#### Unošenje podataka o pacijentu

- 1 Unesite ID novog pacijenta.
- 2 Unesite ostale podatke o pacijentu.
- 3 Kliknite na karticu [RC Capture (RC snimanje)].

#### Snimanje

- 1 Obavite prethodnu provjeru prije snimanja. Upravljajte upravljačkom polugom i snimite sliku.
- 2 Provjerite snimku.

#### Pregled izvješća

- 1 Nakon što snimanje završi, kliknite na karticu [Report (Izvješće)].

## Izvoz i ispisivanje izvješća

- 1 Kliknite na [Output (Izvoz)].
- 2 Odaberite odredište izvoza, a zatim kliknite na [OK (U redu)].

## Isključivanje softvera

- 1 Kliknite na [Log out (Odjava)].
- 2 Kliknite na [Shutdown (Isključi)].

## RX Server (Poslužitelj)

### Pokretanje softvera

- 1 Uključite napajanje računala i monitora.
- 2 Dvaput kliknite na ikonu na radnoj površini.
- 3 Unesite korisnički ID i lozinku, a zatim kliknite na [Log In (Prijava)].

### Isključivanje softvera

- 1 Kliknite na [Log out (Odjava)].
- 2 Kliknite na [Shutdown (Isključi)].

## RX Viewer (Preglednik)

### Pokretanje softvera

- 1 Uključite napajanje računala i monitora.
- 2 Dvaput kliknite na ikonu na radnoj površini.
- 3 Unesite korisnički ID i lozinku, a zatim kliknite na [Log In (Prijava)].

### Unošenje podataka o pacijentu

- 1 Unesite ID novog pacijenta.
- 2 Unesite ostale podatke o pacijentu.
- 3 Kliknite na karticu [RC Capture (RC snimanje)].

### Pregled izvješća

- 1 Nakon što snimanje završi, kliknite na karticu [Report (Izvješće)].

### Izvoz i ispisivanje izvješća

- 1 Kliknite na [Output (Izvoz)].
- 2 Odaberite odredište izvoza, a zatim kliknite na [OK (U redu)].

### Isključivanje softvera

- 1 Kliknite na [Log out (Odjava)].
- 2 Kliknite na [Shutdown (Isključi)].

## Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka

Na zaslonu [Backup and restore (Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka)] izvršite sigurnosno kopiranje podataka o pacijentu i pregledima koji su dobiveni softverom te ih povratite. Sigurnosno kopiranje može se izvršiti automatski ili ručno. Kod automatskog sigurnosnog kopiranja može se postaviti raspored sigurnosnog kopiranja. Ako dođe do problema s bazom podataka, vratite podatke o pacijentu i podatke o pregledima. Kada odaberete [Local (Lokalno)] u [Database (Baza podataka)], može se postaviti [Backup and restore (Sigurnosno kopiranje i vraćanje podataka)].

### Postavljanje pogona za sigurnosno kopiranje

Unesite putanju za odredište sigurnosnog kopiranja u [Backup destination (Odredište sigurnosnog kopiranja)] ili kliknite na [Browse (Pregledaj)] kako biste odabrali odredište sigurnosnog kopiranja.

### Postavke automatskog sigurnosnog kopiranja

Odaberite dan u tjednu kada se vrši automatsko sigurnosno kopiranje i odaberite vrstu sigurnosnog kopiranja iz padajućeg popisa.

- [Full Backup (Potpuno sigurnosno kopiranje)]: Izvršava sigurnosno kopiranje svih podataka.
- [Incremental Backup (Inkrementalno sigurnosno kopiranje)]: Sigurnosno kopira samo podatke koji su izmijenjeni od prethodnog sigurnosnog kopiranja.

Odaberite vrijeme automatskog sigurnosnog kopiranja iz padajućeg popisa.

Ako je odabrano [At Exit (Na izlazu)], sigurnosno kopiranje izvršit će se prilikom izlaska iz RX Capture za RC/RX Poslužitelj.

Stari zapisnik sigurnosnog kopiranja briše se nakon uspješnog potpunog sigurnosnog kopiranja. Kako biste spremili stari zapisnik sigurnosnog kopiranja, odznačite okvir [Delete all old logs after succeeding to full backup (Izbriši sve stare zapisnike nakon uspješnog potpunog sigurnosnog kopiranja)].

### Ručno sigurnosno kopiranje

Kliknite na [Full Backup (Potpuno sigurnosno kopiranje)] ili [Incremental Backup (Inkrementalno sigurnosno kopiranje)].

Sigurnosno kopiranje započinje.

Kliknite na [Cancel (Otkazi)] za otkazivanje sigurnosnog kopiranja.

### Prikaz zapisnika sigurnosnog kopiranja

Kada kliknete na karticu [Backup Logs (Zapisnici sigurnosnog kopiranja)], pojavljuje se popis zapisnika sigurnosnog kopiranja.

## Obnavljanje podataka

Vraćanjem podataka stanje podataka može se vratiti na fazu odabranog zapisnika sigurnosnog kopiranja.

### 1 **Odaberite zapisnik sigurnosnog kopiranja, a zatim kliknite [Restore (Vrati)].**

Na primjer, ako se obnavlja zapisnik sigurnosne kopije od 16. 5. 2012., status se vraća na 16. 5. 2012. Stoga se podaci o pacijentu i podaci o pregledu prikupljeni 17.5.2012. i nakon toga brišu.

Obnavljanje započinje.

Kada zaslon na kojem je prikazana traka napretka nestane, obnavljanje je završeno.

## Dodatak

### Tehnički opis

Za tehnički opis pogledajte priručnik za rad proizvoda.

# Canon



Proizvođač:

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

Telefon: (81)-3-3758-2111