



Szemészeti szoftverplatform RX
Ophthalmic Software Platform RX

RX Capture for Retinal Camera

RX szerver

RX képnéző

Használati útmutató

Fontos

- Az orvostechnikai eszköz használatáért és karbantartásáért a felhasználó felel. Javasoljuk, hogy a karbantartást bízza egy kijelölt személyre, aki gondoskodik a szoftver megfelelő állapotáról és biztonságos használatáról.
- A szoftvert üzemeltető rendszer hálózathoz csatlakoztatása kockázatot jelenthet a betegekre, a kezelőkre vagy harmadik felekre nézve. A karbantartásért felelős kijelölt személynek előzetesen fel kell mérnie ezeket a kockázatokat.

Amennyiben a hálózathoz történő csatlakoztatás után változások történtek a hálózaton (például módosították a hálózat konfigurációját, eszközökkel bővítették a hálózatot vagy eszközöket távolítottak el a hálózathoz, illetve frissítették vagy bővítették a hálózathoz csatlakoztatott berendezéseket), a felelős személynek újból fel kell mérnie a kockázatokat.

Kezelői profil

- Ezt a szoftvert kizárólag olyan orvos vagy jogilag alkalmas, szakképzett személy használhatja, aki rendelkezik általános szemészeti ismeretekkel, és képes értelmezni a jelen kézikönyvben leírtakat.

Beteg célcsoport

- Olyan betegek, akik a képalkotás során képesek a fejüket a homloktámaszhoz és az álltámaszhoz tartani.

Javallatok

- Ezzel a készülékkel érintésmentesen készíthetők képek a szemfenékről a pupillán keresztül, elősegítve a retinabetegségek diagnosztizálását.

1. Bevezetés

Áttekintés

A szemészeti szoftverplatform RX egy szemészeti szoftver, amellyel beolvashatók, tárolhatók, kezelhetők, feldolgozhatók és megjeleníthetők a Canon optikai koherencia tomográfia és a Canon digitális retinakamera által a betegekről készített felvételek. A szemészeti szoftverplatform RX három szoftverből áll: RX Capture for Retinal Camera, RX szerver és RX képnéző.

A speciális képernyővel rendelkező RX Capture for Retinal Camera képes beolvasni a Canon digitális retinakamerával készített retinafelvételeket. Az alábbiakban ismertetjük képmegjelenítési és képfeldolgozási funkcióit.

Az RX szerver tárolja a betegadatokat, valamint OCT és a retinakamerák által készített felvételek képadatait. Az RX szerver lehetővé teszi a betegadatok aktualizálását és a vizsgálati adatok megtekintését.

Az RX képnéző megjeleníti az OCT és a retinakamerák által készített felvételeket.

Használati javallatok

A szemészeti szoftverplatform RX egy szemészeti szoftverrendszer, amely számítógépes diagnosztikai eszközökből származó betegadatok, diagnosztikai adatok és képadatok beolvasására, tárolására, kezelésére, feldolgozására és megjelenítésére szolgál. Emellett lehetővé teszi a betegadatok, diagnosztikai adatok és képadatok képzett egészségügyi szakemberek általi áttekintését és elemzését.

A termék nem használható a betegségek diagnosztizálásának egyetlen eszközeként. A más műszerekkel végzett egyéb mérési eredményeket is figyelembe vevő, végleges diagnózis felállításáért a szakorvos felel.

A termék részei

Szemészeti szoftverplatform RX

- RX Capture for Retinal Camera szoftver
- RX szerverszoftver
- RX képnéző szoftver

A szoftverek működési környezete

A szoftverek az alábbi működési környezetben futnak.

A rendszerrel kapcsolatos részletes információkért forduljon értékesítési tanácsadóhoz vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

RX Capture for Retinal Camera szoftver

Hardver vagy szoftver	Specifikációk
CPU	Intel processzorok
RAM	Legalább 16 GB
Kijelző	Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 képpont Képernyő színmélysége: Legalább 24 bites
Merevlemez	Legalább 500 GB: RAID-1 (tükrözés); helyi szerver esetén (amikor az RX szerver még nem került bevezetésre) Legalább 100 GB: Távoli szerver esetén (az RX szerver bevezetése után)
Interfész	USB 2.0
Hálózat	Legalább 1000BASE-T
Operációs rendszer	Microsoft Windows 11 Pro 23H2-es vagy újabb verzió (64 bites)* Microsoft Windows 11 Pro 24H2-es vagy újabb verzió (64 bites)*

* Érintőképernyős műveletek nem támogatottak.

RX képnéző

Hardver vagy szoftver	Specifikációk
CPU	Intel processzorok
RAM	Legalább 16 GB
GPU	Támogatja a Full HD felbontást és a 24/32 bites színmélységet
Kijelző	Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 képpont Képernyő színmélysége: Legalább 24 bites
Merevlemez	Legalább 100 GB
Interfész	USB 2.0
Hálózat	Legalább 1000BASE-T
Operációs rendszer	Microsoft Windows 11 Pro 23H2-es verzió (64 bites)* Microsoft Windows 11 Pro 24H2-es verzió (64 bites)*

* Érintőképernyős műveletek nem támogatottak.

RX szerver

Hardver vagy szoftver	Specifikációk
CPU	Intel processzorok
RAM	Legalább 4 GB
GPU	Támogatja a Full HD felbontást és a 24/32 bites színmélységet
Kijelző	Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 képpont Képernyő színmélysége: Legalább 24 bites
Merevlemez	Legalább 2 TB: RAID-1 (tükrözés); amikor az NAS szerver még nem került telepítésre Legalább 100 GB: miután telepítésre került az NAS szerver
Interfész	USB 2.0
Hálózat	Legalább 1000BASE-T
Operációs rendszer	Microsoft Windows Server 2019 Standard*

* Érintőképernyős műveletek nem támogatottak.

2. Biztonság

Szabályozói információk

CE-jelölés

Ezek a szoftverek megfelelnek az alábbi szabályozásnak:

- (EU) 2017/745 rendelet

Európai uniós felhasználók számára

Súlyos váratlan események bejelentése

A termékkel kapcsolatban előforduló minden súlyos váratlan eseményt (meghatározását lásd az (EU) 2017/745 rendelet 2. cikkének (65) bekezdésében) jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg letelepedési helye szerinti tagállam illetékes hatóságának.

Digitális használati útmutató

A használati útmutatót ügyfeleink megtekinthetik és letölthetik a weboldalunkon.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

Részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Biztonsági óvintézkedések

A sérülések és az adatvesztés elkerülése érdekében megfelelően, a biztonsági óvintézkedések betartásával üzemeltesse a szoftvert.

Ne érintse meg egyszerre a nem orvostechnikai eszközök vezetőképes alkatrészeit és a beteget.
Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye.

Győződjön meg arról, hogy a teljes rendszer megfelel az IEC 60601-1 szabványnak.

A betegek környezetében használjon az IEC 60601-1 szabványnak megfelelő berendezéseket.

A betegek környezetében olyan számítógépet és monitort használjon, amely megfelel a szoftverre vonatkozó IEC 60601-1 rendszerszabványnak. Az IEC 62368-1 szabványnak megfelelő számítógép és monitor is használható. Azonban mindenképpen használjon leválasztó transzformátort. Ellenkező esetben fennáll az áramütés veszélye. Részletekért forduljon értékesítési tanácsadójához vagy a helyi Canon forgalmazóhoz.

Bizonyosodjon meg arról, hogy a beteg neve, személyi azonosító száma, születési ideje és neme megegyezik a regisztrált adatokkal.
Hibás regisztrált adatok esetén előfordulhat, hogy a rendszer tévesen azonosítja a beteget. Ez téves diagnózishoz és a beteg fizikai sérüléséhez vezethet.

Képek továbbítása közben ne kapcsolja ki a számítógépet, a retinakamerát és a digitális fényképezőgépet.
Ez ugyanis károsíthatja a hardvert, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

A szoftver futtatása közben ne módosítsa az operációs rendszer beállításait (pl. a képernyőfelbontást, dátumformátumot, dátumot és nyelvet).
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Ne működtesse a retinakamerát a szóban forgó szoftverek működtetése közben.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftverek nem működnek megfelelően.

Ne használja a szoftvert, amíg be nem fejeződött a felvétel importálása vagy átvitele.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Képek továbbítása közben ne válassza le a digitális fényképezőgép egyenáramú tápegységét, illetve a számítógép és a retinakamera közötti USB-kábelt.
Ez ugyanis károsíthatja a hardvert, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

Rendszeresen mentse el az adatokat egy külső tárolóeszköze.
Különben a számítógép meghibásodása esetén elérhetetlenné válhatnak a tárolt betegadatok.

A rendszer hálózathoz való csatlakoztatásakor a hálózat konfigurálását és kezelését bízza hálózati rendszergazdára.
Hálózati csatlakozáskor a hálózati rendszergazdának konfigurálnia kell a beállításokat, és ellenőriznie kell a hálózat megfelelő működését.

Külső adatok importálásakor végezzen vírusellenőrzést.
Amikor pendrive-ot vagy merevlemezt csatlakoztat, illetve más számítógépről importál adatokat, végezzen vírusellenőrzést. Amennyiben a számítógép megfertőződik, megsérülhetnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülhetnek a betegadatok és a vizsgálati adatok.

Amikor nem használja a szoftvert, jelentkezzen ki.
Az illetéktelen használat megelőzése érdekében jelentkezzen ki a szoftverből, amikor nem használja.

Informatikai biztonsági óvintézkedések

A rendszer hálózathoz való csatlakoztatásakor a hálózat konfigurálását és kezelését bízza hálózati rendszergazdára.
Hálózati csatlakozáskor a hálózati rendszergazdának konfigurálnia kell a beállításokat, és ellenőriznie kell a hálózat megfelelő működését.

Amikor nem használja a szoftvert, jelentkezzen ki.
Az illetéktelen használat megelőzése érdekében jelentkezzen ki a szoftverből, amikor nem használja.

Külső adatok importálásakor végezzen vírusellenőrzést.
Amikor pendrive-ot vagy merevlemezt csatlakoztat, illetve más számítógépről importál adatokat, végezzen vírusellenőrzést. Amennyiben a számítógép megfertőződik, megsérülhetnek, vagy illetéktelen kezekbe kerülhetnek a betegadatok és a vizsgálati adatok.

Rendszeresen mentse el az adatokat egy külső tárolóeszköze.
Különben a szoftver vagy a számítógép meghibásodása esetén elérhetetlenné válhatnak a tárolt betegadatok.

Felvételkészítés és adatátvitel közben ne húzza ki a terméket és a számítógépet összekötő kábelt.
Ez ugyanis károsíthatja a számítógépet, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

Felvétel rögzítése, adatátvitel és biztonsági mentés közben ne kapcsolja ki a terméket vagy a számítógépet.
Ez ugyanis károsíthatja a számítógépet, vagy az adatok sérülését idézheti elő.

A szoftver telepítése után ne telepítsen semmilyen más szoftvert.
Kizárólag az értékesítési tanácsadója vagy a helyi Canon forgalmazó által meghatározott szoftvereket telepítse. Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver és a termék nem működik megfelelően.

A szoftver futtatása közben ne módosítsa az operációs rendszer beállításait (pl. a képernyőfelbontást, dátumformátumot, dátumot és nyelvet).
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Ne használja a szoftvert, amíg be nem fejeződött a felvétel importálása vagy átvitele.
Ellenkező esetben előfordulhat, hogy a szoftver nem működik megfelelően.

Informatikai biztonsági tájékoztató

- Felhasználóra vonatkozó követelmény

Ezt a terméket kizárólag olyan orvos vagy jogilag alkalmas, szakképzett személy használhatja, aki rendelkezik általános szemészeti ismeretekkel, és képes értelmezni a jelen kézikönyvben leírtakat.

- Alkalmazási környezet

A terméknek csatlakoznia kell a kórházi hálózathoz. Hálózati csatlakozáskor a hálózati rendszergazdának konfigurálnia kell a beállításokat, és ellenőriznie kell a hálózat megfelelő működését.

- Kockázati profil

Fennáll a lehetősége annak, hogy rosszindulatú támadás éri a rendszert, ezért mindenképpen jelentkezzen ki a szoftverből, amikor nem használja azt.

- A szoftverfrissítések és biztonsági javítások integritását/érvényesítését biztosító rendelkezések

Kérjük, adja meg elérhetőségét értékesítési tanácsadójának vagy a helyi Canon forgalmazónak, mert a megfelelő biztonsági javításokat szerviztechnikus telepíti a felhasználók számára. A gyártó a működés ellenőrzését követően tájékoztatja a szerviztechnikust a biztonsági javítások telepítésének módjáról.

- Biztonsági konfigurációs beállítások

Automatikusan konfiguráljuk a tűzfal beállításait, hogy a hálózaton keresztül senki ne férhessen hozzá a rendszerhez. A tűzfal konfigurálását alapesetben a szoftvertelepítő végzi el.

- Útmutatások a kezdeti konfigurációhoz

Új felhasználó hozzáadása után meg kell változtatni az új telepítéskor konfigurált alapértelmezett felhasználói fiók jelszavát, vagy törölni kell a fiókot. Ha ezt a lépést kihagyja, biztonsági problémák merülhetnek fel.

- Útmutatások a biztonsági frissítések telepítéséhez

Biztonsági frissítés céljából Windows-frissítéseket alkalmazunk.

- Biztonsági üzemmód

A rendszer biztonsági üzemmóddal rendelkezik, hogy hálózati hiba esetén is használható maradjon. Hálózati hiba észlelésekor a rendszer automatikusan biztonsági üzemmódba kapcsol. Biztonsági üzemmódban a vizsgálati adatokat nem a hálózaton, hanem helyileg tárolja a rendszer. A hálózati hiba megszűnését követően az eszköz kilép a biztonsági üzemmódból, és a helyileg tárolt adatok automatikusan átkerülnek a hálózati tárhelyre.

- Informatikai biztonságot érintő intézkedések

Az alábbi biztonsági beállításokat ajánljuk, és alapértelmezetten konfiguráljuk azokat. Automatikusan konfiguráljuk a Windows tűzfalat, hogy a hálózaton keresztül senki ne férhessen hozzá a rendszerhez. Engedélyezzük a Windows Defender használatát.

- Teendők informatikai biztonsággal kapcsolatos figyelmeztető üzenetek esetén

Üzenet	Megoldás
Lennie kell legalább egy rendszergazdának.	A felhasználó nem törölhető, ha csak egy személy van rendszergazdaként regisztrálva. Regisztráljon egy felhasználót rendszergazdaként, majd törölje a felhasználót.
Az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nem törölhető.	– Az aktuálisan bejelentkezett felhasználó nem törölhető. A felhasználó törléséhez be kell jelentkeznie a másik rendszergazdának. – A felhasználó nem törölhető, ha csak egy személy van rendszergazdaként regisztrálva. Regisztráljon egy felhasználót rendszergazdaként, majd törölje a felhasználót.
Az adatbázis zárolása sikertelen	Miután a többi felhasználó kijelentkezett, próbálja meg újra elvégezni a műveletet.
A beteg zárolása sikertelen A beteg törlése sikertelen	Miután egy másik felhasználó megszüntette a beteg kijelölését, próbálja meg újra elvégezni a műveletet.

- Biztonsági mentési és visszaállítási funkciók
(lásd: 16. oldal)

Használatra vonatkozó megjegyzések

- (1) A szoftver és az illesztőprogramok telepítését és frissítését bízza értékesítési tanácsadójára vagy a helyi Canon forgalmazóra.
- (2) A számítógép és a Windows szoftverek kezeléséről tájékozódjon a megfelelő kezelési kézikönyvben.
- (3) Ezt a szoftvert csak [Users (Felhasználók)] vagy [Administrators (Rendszergazdák)] szintű jogosultsággal rendelkező felhasználók használhatják.
- (4) A következő műveletek végrehajtása előtt a meghajtó/mappa tulajdonságainak [Security (Biztonság)] lapján engedélyezze a [Modify (Módosítás)] lehetőséget a [Users (Felhasználók)] csoport, és a [Full control (Teljes hozzáférés)] lehetőséget az [Administrators (Rendszergazdák)] csoport számára.
 - Merevlemez hozzáadása a [Storage Management (Tárhelykezelés)] képernyőn.
 - DICOM, JPEG és BMP adatok exportálása.
 - Betegadatokat tartalmazó CSV-fájlok importálása.
 - Retinafelvételek importálása.
 - Adatok biztonsági mentése a biztonsági mentések tárolására szolgáló meghajtóra.
 - Vizsgálati adatok importálása és exportálása.
- (5) Ne használja a Windows [Switch User (Felhasználóváltás)] funkcióját (amely kijelentkeztetés nélkül vált a felhasználók között). Ha két vagy több felhasználó is használja a szoftvert, mindenképpen jelentkezzen ki a [Log Off (Kijelentkezés)] lehetőséggel, majd jelentkezzen be újra más felhasználóként.

- (6) Ügyeljen arra, hogy a számítógépen a képernyőkímélőt, az energiagazdálkodási lehetőségeket és a betűtípus-beállításokat az alábbiak szerint állítsa be.

Elemek	Beállítások
Képernyőkímélő	Nincs
Képernyő kikapcsolása	Soha
A számítógép alvó állapotba helyezése	Soha
Merevlemezek kikapcsolása	Soha
A főkapcsoló megnyomásakor	Leállítás
Start menü főkapcsolója	Leállítás
Betűméret	Kicsi – 100% (alapértelmezett)

- (7) Ne állítsa a Windows számítógépet alvó és hibernált módba.
- (8) Ha alkalmazáshiba lép fel, a szoftver lefagy, vagy a felvétel nem jelenik meg a vizsgálat során, a következőképpen járjon el:
- 1) Kapcsolja ki a retinakamerát és a digitális fényképezőgépet.
 - 2) Lépjen ki a szoftverből. Amennyiben nem tud kilépni, a feladatkezelőben kényszerítse ki a szoftver leállítását.
 - 3) Kapcsolja ki a számítógépet.
 - 4) Távolítsa el, majd helyezze vissza a digitális fényképezőgép egyenáramú tápegységét.
 - 5) Kapcsolja be a számítógépet.
 - 6) Az operációs rendszer elindulását követően kapcsolja be a retinakamerát és a digitális fényképezőgépet.
 - 7) Indítsa el a szoftvert.
- (9) A szoftver futtatása közben ne frissítse a Windows-t. A Windows frissítése közben ugyanis lelassulhat vagy teljesen le is állhat a szoftver működése.
- (10) Az alábbi lépésekkel megakadályozhatja a varázslók és menük automatikus megnyitását, amikor a digitális fényképezőgép Windows számítógéphez csatlakozik:
- 1) Nyissa meg a [Control Panel (Vezérlőpult)] menüt, és kattintson a [Hardware and Sound (Hardver és hang)], majd a [Play CDs or other media automatically (CD-k vagy más adathordozók automatikus lejátszása)] lehetőségre.
 - 2) A [Canon EOS XXD RETINA] legördülő menüjében válassza ki a [Take no action (Nincs művelet)] lehetőséget. Ezután kattintson a [Save (Mentés)] gombra.
- (11) Ez a szoftver nem támogatja a Windows kibővített, környezetfüggő karaktereit.

Terméken lévő jelölések

Az alábbi táblázat ismerteti a terméken található jelöléseket.

	Olvassa el a használati útmutatót
	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az orvostechikai eszköz eleget tesz az (EU) 2017/745 rendelet előírásainak.
	Az Európai Közösségen belüli meghatalmazott képviselő
	Gyártó
	Gyártás dátuma

3. Alapvető működés

RX Capture for Retinal Camera

A szoftver elindítása

- 1 Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
- 2 Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Log In (Bejelentkezés)] gombra.

Betegadatok megadása

- 1 Adja meg az új beteg betegazonosítóját.
- 2 Adja meg a beteg többi adatát.
- 3 Kattintson az [RC Capture (RC képalkotás)] lapfülre.

Képalkotás

- 1 Felvételkészítés előtt ellenőrizze a képet. A kezelőkar működtetésével készítse el a felvételt.
- 2 Ellenőrizze az elkészült felvételt.

Jelentések megtekintése

- 1 A felvételkészítés befejezése után kattintson a [Report (Jelentés)] lapfülre.

Jelentések exportálása és nyomtatása

- 1 Kattintson az [Output (Exportálás)] gombra.
- 2 Válassza ki a célmappát, majd kattintson az [OK (Jó)] gombra.

A szoftver leállítása

- 1 Kattintson a [Log out (Kijelentkezés)] gombra.
- 2 Kattintson a [Shutdown (Leállítás)] gombra.

RX szerver

A szoftver elindítása

- 1 Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
- 2 Kattintson duplán az asztalon lévő ikonra.
- 3 Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Log In (Bejelentkezés)] gombra.

A szoftver leállítása

- 1 Kattintson a [Log out (Kijelentkezés)] gombra.
- 2 Kattintson a [Shutdown (Leállítás)] gombra.

RX képnéző

A szoftver elindítása

- 1 Kapcsolja be a számítógépet és a monitort.
- 2 Kattintson duplán az asztalon lévő ikonra.
- 3 Adja meg a felhasználónevet és a jelszót, majd kattintson a [Log In (Bejelentkezés)] gombra.

Betegadatok megadása

- 1 Adja meg az új beteg betegazonosítóját.
- 2 Adja meg a beteg többi adatát.
- 3 Kattintson az [RC Capture (RC képalkotás)] lapfülre.

Jelentések megtekintése

- 1 A felvételekészítés befejezése után kattintson a [Report (Jelentés)] lapfülre.

Jelentések exportálása és nyomtatása

- 1 Kattintson az [Output (Exportálás)] gombra.
- 2 Válassza ki a célmappát, majd kattintson az [OK (Jó)] gombra.

A szoftver leállítása

- 1 Kattintson a [Log out (Kijelentkezés)] gombra.
- 2 Kattintson a [Shutdown (Leállítás)] gombra.

Biztonsági mentés és helyreállítás

A [Backup and restore (Biztonsági mentés és visszaállítás)] képernyőn végezheti el a szoftverrel rögzített betegadatok és vizsgálati adatok biztonsági mentését és visszaállítását. A biztonsági mentés végrehajtható automatikusan vagy manuálisan. Automatikus biztonsági mentés esetén megadható a mentési ütemterv. Adatbázishiba esetén vissza lehet állítani a betegadatokat és a vizsgálati adatokat. Ehhez válassza a [Database (Adatbázis)] menü [Local (Helyi)] menüpontjának [Backup and restore (Biztonsági mentés és visszaállítás)] elemét.

Meghajtó beállítása biztonsági mentéshez

Adja meg a célmappa elérési útvonalát a [Backup destination (Biztonsági mentés célmappája)] menüpontban, vagy a célmappa kiválasztásához kattintson a [Browse (Böngészés)] gombra.

Automatikus biztonsági mentés beállításai

Adja meg, hogy a hét melyik napján kerüljön sor az automatikus biztonsági mentésre, majd válassza ki a mentés típusát a listából.

- [Full Backup (Teljes mentés)]: Minden adatról készít biztonsági mentést.
- [Incremental Backup (Növekményes mentés)]: Csak az előző biztonsági mentés óta módosított adatokról készít mentést.

Válassza ki a listából az automatikus biztonsági mentés időpontját.

Az [At Exit (Kilépéskor)] lehetőség kiválasztása esetén az RX Capture for RC szoftverből/ RX szerverszoftverből történő kilépéskor kerül sor a biztonsági mentésre.

Amennyiben a teljes biztonsági mentés sikeres, törlődik a régi mentési napló. A régi mentési napló megőrzéséhez szüntesse meg a [Delete all old logs after succeeding to full backup (Összes régi napló törlése sikeres teljes mentés után)] jelölőnégyzet kijelölését.

Manuális biztonsági mentés

Kattintson a [Full Backup (Teljes mentés)] vagy az [Incremental Backup (Növekményes mentés)] gombra.

Megkezdődik a biztonsági mentés.

A biztonsági mentés megszakításához kattintson a [Cancel (Mégse)] gombra.

Mentési napló megjelenítése

Amikor rákattint a [Backup Logs (Mentési naplók)] lapfülre, megjelenik a mentési naplók listája.

Adatok visszaállítása

Az adatok visszaállításával helyreállítható az adatoknak a kiválasztott mentési napló időpontjáig rögzített állapota.

1

Válassza ki a kívánt mentési naplót, majd kattintson a [Restore (Visszaállítás)] gombra.

Például a 2012. 05. 16-i mentési napló kiválasztása esetén az adatok visszaállnak a 2012. 05. 16-i állapotra. Ezért törlésre kerülnek a 2012. 05. 17-én és azt követően rögzített betegadatok és vizsgálati adatok.

Megkezdődik a visszaállítás.

A folyamatjelző sávot megjelenítő képernyő eltűnése jelzi, hogy befejeződött a visszaállítás.

Függelék

Műszaki leírás

A műszaki leírást lásd a termék használati útmutatójában.

Canon



Gyártó:

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japán

Telefonszám: (81)-3-3758-2111

Felülvizsgálat dátuma: 2026-05

BT8-2710-HU01

© CANON INC. 2026