



Oftalmik Yazılım Platformu RX
Ophthalmic Software Platform RX

Retina Kamerası için RX Capture RX Server RX Viewer

Kullanım Talimatları

Önemli

- Tıbbi ekipmanın kullanımı ve bakımının yönetilmesinden kullanıcı sorumludur. Bu yazılımın iyi durumda tutulmasını ve güvenli bir şekilde kullanılabilmesini sağlamak amacıyla bakım sorumluluğunun özel bir kişiye verilmesini öneririz.
- Bu yazılımı kullanan bir sistemin ağa bağlanması; hastalar, operatörler veya üçüncü taraflar için risklere yol açabilir. Bakım sorumluluğu verilen yetkili kişi, bu riskleri önceden değerlendirmelidir. Sorumlu kişi ayrıca, bağlantı yapıldıktan sonra ağda meydana gelen değişiklikler (ağ yapılandırmasındaki değişiklikler, ağa öge eklenmesi veya çıkarılması ya da ağa bağlı ekipmanın güncellenmesi veya yükseltilmesi dahil) sırasında da riskleri değerlendirmelidir.

Operatör Profili

- Bu yazılım yalnızca oftalmoloji hakkında genel bilgiye sahip olan ve bu kılavuzu anlayabilen bir doktor veya yasal olarak yetkili bir kişi tarafından kullanılabilir.

Hedef Hasta Grubu

- Çekim sırasında başını alın desteğine ve çene desteğine dayayabilen hastalar.

Endikasyonlar

- Bu cihaz, retina hastalıklarının teşhisine yardımcı olmak amacıyla pupilla yoluyla retina fundusunun temassız görüntülenmesi için endikedir.

1 Giriş

Genel Bakış

Oftalmik Yazılım Platformu RX, Canon Optik Koherens Tomografi ve Canon Dijital Retina Kamerası verilerinden alınan hasta görüntülerinin elde edilmesi, saklanması, yönetilmesi, işlenmesi ve görüntülenmesi için kullanılan bir oftalmik yazılımdır. Oftalmik Yazılım Platformu RX, Retina Kamerası için RX Capture, RX Server ve RX Viewer olmak üzere üç yazılımdan oluşur.

Retina Kamerası için RX Capture, Canon Dijital retina kamerası ile çekilen retina görüntülerinin elde edilmesi için özel bir ekrana sahiptir. Aşağıdaki şekilde Görüntü Görüntüleme ve Görüntü İşleme özellikleri sunar.

RX Server, OCT ve retina kameralarından elde edilen hasta bilgilerini ve görüntü bilgilerini saklar. RX Server'da hasta bilgilerinin güncellenmesi ve inceleme bilgilerinin görüntülenmesi mümkündür.

RX Viewer, OCT ve retina kameraları tarafından elde edilen görüntüleri görüntüler.

Kullanım Endikasyonları

Oftalmik Yazılım Platformu RX; bilgisayarlı teşhis cihazlarından gelen hasta, teşhis ve görüntü verilerinin elde edilmesi, saklanması, yönetilmesi, işlenmesi ve görüntülenmesi için endike olan bir oftalmik yazılım sistemidir.

Ayrıca eğitimli sağlık personeli tarafından hasta, teşhis ve görüntü verilerinin incelenmesi ve analizi için de endikedir.

Bu ürün, hastalıklar için tek teşhis aracı olarak kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Diğer cihazlarla elde edilen diğer ölçüm sonuçlarına atıfta bulunarak kesin teşhis koymaktan yetkili bir doktor sorumludur.

Bileşim

Oftalmik Yazılım Platformu RX

- Retina Kamerası için RX Capture Yazılımı
- RX Server Yazılımı
- RX Viewer Yazılımı

Yazılım İşletim Ortamı

Her bir yazılım aşağıdaki çalışma ortamında çalışır.
Sistem hakkında ayrıntılı bilgi için satış temsilcinizle veya yerel Canon bayinizle iletişime geçin.

Retina Kamerası için RX Capture Yazılımı

Donanım veya yazılım	Özellikler
CPU	Intel İşlemciler
RAM	16 GB veya daha fazla
Ekran	Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel Ekran renkleri: 24 bit veya daha fazla
Sabit disk	500 GB veya daha fazla: RAID-1 (yansıtma); yerel bir sunucu için (henüz RX Sunucusu kullanılmadığında) 100 GB veya daha fazla: Uzak bir sunucu için (RX Sunucusu kullanıldığında)
Arayüz	USB 2.0
Ağ	1000BASE-T veya daha fazlası
İşletim Sistemi	Microsoft Windows 11 Pro Sürüm 23H2 veya üzeri (64-bit)* Microsoft Windows 11 Pro Sürüm 24H2 veya üzeri (64-bit)*

* Dokunmatik ekran işlemleri desteklenmez.

RX Viewer

Donanım veya yazılım	Özellikler
CPU	Intel İşlemciler
RAM	16 GB veya daha fazla
GPU	Full HD ve 24/32 bit renk uyumlu
Ekran	Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel Ekran renkleri: 24 bit veya daha fazla
Sabit disk	100 GB veya daha fazla
Arayüz	USB 2.0
Ağ	1000BASE-T veya daha fazlası
İşletim Sistemi	Microsoft Windows 11 Pro Sürüm 23H2 (64-bit)* Microsoft Windows 11 Pro Sürüm 24H2 (64-bit)*

* Dokunmatik ekran işlemleri desteklenmez.

RX Server

Donanım veya yazılım	Özellikler
CPU	Intel İşlemciler
RAM	4 GB veya daha fazla
GPU	Full HD ve 24/32 bit renk uyumlu
Ekran	Ekran çözünürlüğü: 1920 x 1080 piksel Ekran renkleri: 24 bit veya daha fazla
Sabit disk	2 TB veya daha fazla: RAID-1 (yansıtma); henüz NAS kullanılmadığında sunucu henüz kurulmadı 100 GB veya daha fazla: NAS sunucusu kurulduğunda
Arayüz	USB 2.0
Ağ	1000BASE-T veya daha fazlası
İşletim Sistemi	Microsoft Windows Server 2019 Standard*

* Dokunmatik ekran işlemleri desteklenmez.

2 Güvenlik

Mevzuat bilgileri

CE işareti

- Bu yazılımlar aşağıdakilere uygundur
- Yönetmelik (AB) 2017/745

Avrupa Birliği İçin

Ciddi Olay Bildirimi

Ürünle ilgili olarak meydana gelen her türlü ciddi olay ((AB) 2017/745 Sayılı Yönetmeliğin 2(65) Maddesinde tanımlandığı üzere), üreticiye ve kullanıcının ve/veya hastanın bulunduğu Üye Devletin yetkili makamına bildirilmelidir.

Elektronik Kullanım Talimatları

Kullanım talimatları, müşteriler tarafından görüntülenmek ve indirilmek üzere web sitesinde mevcuttur.

- <https://global.canon/en/ifu/medcom/index.html>

Ayrıntılı bilgi için lütfen satış temsilcinizle veya yerel Canon bayinizle iletişime geçin.

Güvenlik Önlemleri

Yaralanmaları ve veri kaybını önlemek için güvenlik önlemlerine uyarak bu yazılımı doğru şekilde çalıştırın.

Tıbbi olmayan ekipmanların iletken parçalarına ve hastaya aynı anda dokunmayın.

Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir.

Tüm sistemin IEC 60601-1 standardına uygun olduğundan emin olun.

Hasta ortamında IEC 60601-1 standardına uygun ekipman kullanın.

Hasta ortamında, bu yazılım için IEC 60601-1 sistem standardına uygun bir bilgisayar ve monitör kullanın. IEC 62368-1 standardına uygun bir bilgisayar ve monitör de kullanılabilir. Ancak mutlaka bir izolasyon transformatörü kullandığınızdan emin olun. Aksi takdirde elektrik çarpması meydana gelebilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen satış temsilcinizle veya yerel Canon bayinizle iletişime geçin.

Hastanın adının, kimliğinin, doğum tarihinin ve cinsiyetinin hasta için girilen bilgilerle eşleştikten emin olun.

Girilen bilgiler hatalıysa hasta kimlikleri yanlış olabilir. Bu durum yanlış teşhise ve hastanın fiziksel olarak yaralanmasına neden olabilir.

Görüntüler aktarılırken bilgisayarı, retina kamerasını veya dijital kamerayı asla kapatmayın.

Bunun yapılması donanımına zarar verebilir veya verileri bozabilir.

Bu yazılım çalışırken İşletim Sistemi ayarlarını (ör. ekran çözünürlüğü, tarih formatı, tarih veya dil) değiştirmeyin.

Aksi takdirde, bu yazılım düzgün çalışmayabilir.

Bu yazılımları kullanırken retinal kamerayı çalıştırmayın.

Aksi takdirde, bu yazılımlar düzgün çalışmayabilir.

Görüntü içe aktarma veya aktarma işlemi tamamlanana kadar bu yazılımı kullanmayın.

Aksi takdirde, bu yazılım düzgün çalışmayabilir.

Görüntüler aktarılırken dijital kameranin DC kuplörünü veya bilgisayar ile retina kamerası arasındaki USB kablосunu çıkarmayın.

Bunun yapılması donanımına zarar verebilir veya verileri bozabilir.

Verileri düzenli olarak harici bir bellek cihazına yedekleyin.

Aksi takdirde, bir bilgisayar arızası durumunda kayıtlı hasta verileri erişilemez hale gelebilir.

Sistemi ağa bağlamak için bir ağ yöneticisinin ağı yapılandırmasını ve yönetmesini sağlayın.

Ağa bağlanırken, ağ yöneticisi ayarları yapılandırılmalı ve ağın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

Harici verileri içe aktarırken bilgisayar virüsleri için tarama yapın.

Bir USB bellek cihazı veya sabit disk sürücüsü bağlarken veya başka bir bilgisayardan veri aktarırken bilgisayar virüsleri için tarama yapın. Bilgisayara virüs bulaşmışsa hasta bilgileri ve muayene verileri zarar görebilir veya yetkisiz kişilerce ele geçirilebilir.

Kullanılmadığında bu yazılımdan oturumu kapattığınızdan emin olun.

Yetkisiz kullanımı önlemek için kullanılmadığında bu yazılımdan oturumu kapattığınızdan emin olun.

BT güvenliği için önlemler

Sistemi ağa bağlamak için bir ağ yöneticisinin ağı yapılandırmasını ve yönetmesini sağlayın.

Ağa bağlanırken, ağ yöneticisi ayarları yapılandırmalı ve ağın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

Kullanılmadığında bu yazılımdan oturumu kapattığınızdan emin olun.
Yetkisiz kullanımı önlemek için kullanılmadığında bu yazılımdan oturumu kapattığınızdan emin olun.

Harici verileri içe aktarırken bilgisayar virüsleri için tarama yapın.
Bir USB bellek cihazı veya sabit disk sürücüsü bağlarken veya başka bir bilgisayardan veri aktarırken bilgisayar virüsleri için tarama yapın. Bilgisayara virüs bulaşmışsa hasta bilgileri ve muayene verileri zarar görebilir veya yetkisiz kişilerce ele geçirilebilir.

Verileri düzenli olarak harici bir bellek cihazına yedekleyin.
Aksi takdirde, bu yazılım veya bilgisayar arızası durumunda kayıtlı hasta verileri erişilemez hale gelebilir.

Görüntü yakalama veya veri aktarımı sırasında bu ürün ile bilgisayar arasındaki kabloyu çıkarmayın.
Bunun yapılması bilgisayara zarar verebilir veya verileri bozabilir.

Görüntü yakalama, veri aktarımı veya yedekleme sırasında bu ürünü veya bilgisayarı kapatmayın.
Bunun yapılması bilgisayara zarar verebilir veya verileri bozabilir.

Bu yazılımı yükledikten sonra başka bir yazılım yüklemeyin.
Satış temsilciniz veya yerel Canon bayiniz tarafından belirtilenler dışında bir yazılım yüklemeyin. Aksi takdirde, bu yazılım ve bu ürün düzgün çalışmayabilir.

Bu yazılım çalışırken İşletim Sistemi ayarlarını (ör. ekran çözünürlüğü, tarih formatı, tarih veya dil) değiştirmeyin.
Aksi takdirde, bu yazılım düzgün çalışmayabilir.

Görüntü içe aktarma veya aktarma işlemi tamamlanana kadar bu yazılımı kullanmayın.
Aksi takdirde, bu yazılım düzgün çalışmayabilir.

BT güvenliği hakkında bilgiler

- Kullanıcı gereksinimi

Bu ürün yalnızca oftalmoloji hakkında genel bilgiye sahip olan ve bu kılavuzu anlayabilen bir doktor veya yasal olarak yetkili bir kişi tarafından kullanılabilir.

- Kullanım ortamı

Bu ürün Hastane Ağına bağlanmalıdır. Ağa bağlanırken, ağ yöneticisi ayarları yapılandırılmalı ve ağın düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir.

- Risk profili

Kötü niyetli bir saldırganın sistemi kullanma olasılığı vardır, bu nedenle lütfen kullanılmadığında bu yazılımdan oturumu kapattığınızdan emin olun.

- Yazılım güncellemelerinin ve güvenlik yamalarının bütünlüğünü/doğrulamasını sağlamaya yönelik hükümler

Servis personeli kullanıcılara uygun güvenlik yamalarını uyguladığı için lütfen satış temsilcinizle veya yerel Canon bayinizle iletişime geçin. Üretici, çalışma kontrolünden sonra servis personeli güvenlik yamalarının uygulama yöntemi hakkında bilgilendirir.

- Güvenlik yapılandırma seçenekleri

Güvenlik duvarı ayarı, birinin ağ üzerinden sisteme erişememesi için otomatik olarak yapılandırılır. Bu güvenlik duvarı ayarı, varsayılan olarak yazılım yükleyicisi tarafından yapılır.

- Başlangıç yapılandırma kılavuzları

Yeni kullanıcı eklendikten sonra, yeni kurulumda yapılandırılan varsayılan kullanıcı hesabının parolası değiştirilmeli veya bu hesabın kendisi silinmelidir. Bu adım atlanırsa bir güvenlik sorunu oluşabilir.

- Güvenlik güncellemelerini dağıtma talimatları

Güvenlik güncellemeleri için Windows güncellemeleri uygulanır.

- Arıza güvenliği modu

Bu sistem, ağ sorunu bile sistemi kullanmaya devam etmek için hata emniyetli bir moda sahiptir. Ağ sorunu tespit edildiğinde, sistem otomatik olarak hata emniyetli modu başlatır. Hata emniyetli modda, muayene verileri ağ konumu yerine yerel olarak depolanır. Daha sonra, ağ sorunu ortadan kalktıktan sonra yerel veriler otomatik olarak ağ konumuna taşınacak ve hata emniyetli moddan çıkılacaktır.

- BT Güvenlik kontrolleri

Aşağıdaki güvenlik ayarları önerilir ve varsayılan olarak ayarlanmıştır.

Windows güvenlik duvarı ayarı, birinin harici ağ üzerinden sisteme erişememesi için otomatik olarak yapılandırılır. Windows defender etkindir.

- BT güvenliği ile ilgili uyarı mesajları için eylemler

Mesaj	Çözüm
En az bir yönetici bulunmalıdır.	Yönetici olarak sadece bir kişi kayıtlı olduğunda bu kullanıcı silinemez. Yönetici olarak bir kullanıcı ekleyin ve ardından kullanıcıyı silin.
Geçerli olarak oturum açmış kullanıcı silinemez.	- Şu anda oturum açmış olan kullanıcı silinemez. Diğer yöneticinin kullanıcıda oturum açması gerekir. - Yönetici olarak sadece bir kişi kayıtlı olduğunda bu kullanıcı silinemez. Yönetici olarak bir kullanıcı ekleyin ve ardından kullanıcıyı silin.
Veritabanı kilitlemiyor	Diğer kullanıcılar oturumu kapattıktan sonra işlemi tekrar deneyin.
Hasta kilitlemiyor Hasta silinmiyor	Başka bir kullanıcı hastanın seçimini kaldırdıktan sonra işlemi tekrar deneyin.

- Yedekleme ve geri yükleme özellikleri
(bkz. sayfa 16)

Kullanıma Dair Notlar

- (1) Bu yazılımın ve sürücülerin kurulması ve güncellenmesi için satış temsilcinizden veya yerel Canon bayinizden talepte bulunun.
- (2) Bilgisayarın ve Windows yazılımının çalıştırılmasına ilişkin talimatlar için ilgili kullanım kılavuzlarına bakın.
- (3) Bu yazılım yalnızca [Users (Kullanıcılar)] veya [Administrators (Yöneticiler)] ayrıcalıklarına sahip kullanıcılar tarafından kullanılabilir.
- (4) Aşağıdaki işlemler gerçekleştirildiğinde, sürücü/klasör özelliklerinin [Security (Güvenlik)] sekmesinde, [Users (Kullanıcılar)] grubu için [Modify (Değiştir)] seçeneğine ve [Administrators (Yöneticiler)] grubu için [Full control (Tam kontrol)] seçeneğine izin verin.
 - [Storage Management (Depolama Yönetimi)] ekranında bir HDD ekleyin.
 - DICOM, JPEG ve BMP verilerini çıktı olarak alın.
 - Hasta bilgilerinin CSV dosyalarını içe aktarın.
 - Retina görüntülerini içe aktarın.
 - Verilerin yedekleme sürücüsüne yedekleyin.
 - Muayene verilerini içe aktarın ve dışa aktarın.
- (5) Windows'ta [Switch User (Kullanıcıyı Değiştir)] (oturumu kapatmadan kullanıcı değiştirir) özelliğini kullanmayın. Bu yazılımı iki veya daha fazla kullanıcı kullanırken, mutlaka [Log Off (Oturumu Kapat)] seçeneğini belirleyin ve ardından farklı bir kullanıcı olarak yeniden oturum açın.

- (6) Bilgisayardaki ekran koruyucu, güç seçenekleri ve yazı tipi ayarlarını mutlaka aşağıda gösterildiği gibi ayarlayın.

Öğeler	Ayarlar
Ekran koruyucu	Yok
Ekranı kapat	Hiçbir zaman
Bilgisayarı uyku moduna geçir	Hiçbir zaman
Sabit diskleri kapat	Hiçbir zaman
Güç düğmesine bastığımda	Kapat
Başlat menüsü güç düğmesi	Kapat
Yazı tipi boyutu	Daha küçük - %100 (varsayılan)

- (7) Windows bilgisayarı uyku veya hazırda bekletme moduna almayın.
- (8) Bir uygulama hatası görünürse, bu yazılım donarsa veya bir inceleme sırasında çekilen görüntü görünmezse aşağıdaki adımları izleyin:
- 1) Retina kamerasını ve dijital kamerayı kapatın.
 - 2) Bu yazılımdan çıkın. Çıkış yapılmadığında görev yöneticisinde zorla kapatma işlemini gerçekleştirin.
 - 3) Bilgisayarı kapatın.
 - 4) DC kuplörü dijital kameradan çıkarın ve ardından tekrar takın.
 - 5) Bilgisayarın gücünü açın.
 - 6) İşletim sistemi başladıktan sonra retina kamerasını ve dijital kamerayı açın.
 - 7) Bu yazılımı başlatın.
- (9) Bu yazılım çalışırken Windows'u güncellemeyin ve yükseltmeyin. Windows güncellenirken veya yükseltilirken bu yazılım yavaş çalışabilir veya çalışmayabilir.
- (10) Dijital kamera Windows bilgisayara bağlıyken bir sihirbazın veya menünün otomatik olarak açılmasını önlemek için aşağıdaki adımları izleyin:
- 1) [Control Panel (Denetim Masası)] öğesini açın, [Hardware and Sound (Donanım ve Ses)] öğesine tıklayın ve [Play CDs or other media automatically (CD'leri veya diğer medyaları otomatik olarak oynat)] öğesine tıklayın.
 - 2) [Canon EOS XXD RETINA] için açılır listeden [Take no action (Eylem gerçekleştirme)] seçeneğini belirleyin. Ardından, [Save (Kaydet)] seçeneğine tıklayın.
- (11) Bu yazılım, Windows'ta genişletilmiş ortama bağlı karakterleri desteklemez.

Ürün İşaretleri

Aşağıdaki tablo bu ürün üzerindeki işaretleri ve göstergeleri açıklamaktadır.

	Kullanım talimatlarına başvurun
	Bu sembol, (EU) 2017/745 Sayılı Yönetmelik ile uyumlu tıbbi cihazı belirtir.
	Avrupa Topluluğu'ndaki Yetkili Temsilci
	Üretici
	Üretim tarihi

3 Temel İşlem

Retina Kamerası için RX Capture

Yazılımın Başlatılması

- 1 Bilgisayarın ve monitörün gücünü açın.
- 2 Kullanıcı kimliğini ve parolayı girin, ardından [Log In (Oturum Aç)] seçeneğine tıklayın.

Hasta Bilgilerinin Girilmesi

- 1 Yeni bir hastanın hasta kimliğini girin.
- 2 Diğer hasta bilgilerini girin.
- 3 [RC Capture (RC Çekimi)] sekmesine tıklayın.

Görüntülerin Çekilmesi

- 1 Fotoğraf çekmeden önce bir ön kontrol yapın. İşlem kolunu kumanda edin ve görüntüyü çekin.
- 2 Çekilen Görüntüyü kontrol edin.

Raporların Görüntülenmesi

- 1 Çekim tamamlandıktan sonra [Report (Rapor)] sekmesine tıklayın.

Raporların Çıktı Olarak Alınması ve Yazdırılması

- 1 [Output (Çıktı)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Çıktı hedefini seçin ve ardından [OK (Tamam)] seçeneğine tıklayın.

Yazılımın Kapatılması

- 1 [Log out (Oturumu kapat)] seçeneğine tıklayın.
- 2 [Shutdown (Kapat)] seçeneğine tıklayın.

RX Server

Yazılımın Başlatılması

- 1 Bilgisayarın ve monitörün gücünü açın.
- 2 Masaüstündeki simgeye çift tıklayın.
- 3 Kullanıcı kimliğini ve parolayı girin, ardından [Log In (Oturum Aç)] seçeneğine tıklayın.

Yazılımın Kapatılması

- 1 [Log out (Oturumu kapat)] seçeneğine tıklayın.
- 2 [Shutdown (Kapat)] seçeneğine tıklayın.

RX Viewer

Yazılımın Başlatılması

- 1 Bilgisayarın ve monitörün gücünü açın.
- 2 Masaüstündeki simgeye çift tıklayın.
- 3 Kullanıcı kimliğini ve parolayı girin, ardından [Log In (Oturum Aç)] seçeneğine tıklayın.

Hasta Bilgilerinin Girilmesi

- 1 Yeni bir hastanın hasta kimliğini girin.
- 2 Diğer hasta bilgilerini girin.
- 3 [RC Capture (RC Çekimi)] sekmesine tıklayın.

Raporların Görüntülenmesi

- 1 Çekim tamamlandıktan sonra [Report (Rapor)] sekmesine tıklayın.

Raporların Çıktı Olarak Alınması ve Yazdırılması

- 1 [Output (Çıktı)] seçeneğine tıklayın.
- 2 Çıktı hedefini seçin ve ardından [OK (Tamam)] seçeneğine tıklayın.

Yazılımın Kapatılması

- 1 [Log out (Oturumu kapat)] seçeneğine tıklayın.
- 2 [Shutdown (Kapat)] seçeneğine tıklayın.

Yedekleme ve Geri Yükleme

[Backup and restore (Yedekle ve geri yükle)] ekranında, yazılımla elde edilen hasta bilgilerinin ve muayene verilerinin yedeklemesini gerçekleştirin ve bunları geri yükleyin. Yedekleme otomatik veya manuel olarak gerçekleştirilebilir. Otomatik yedeklemede, yedekleme takvimi ayarlanabilir. Veritabanında bir sorun oluşursa hasta bilgilerini ve muayene verilerini geri yükleyin. [Database (Veritabanı)] üzerinde [Local (Yerel)] seçeneğini seçtiğinizde, [Backup and restore (Yedekle ve geri yükle)] ayarlanabilir.

Yedekleme için bir Sürücü Ayarlanması

[Backup destination (Yedekleme hedefi)] kısmına yedekleme hedefi için bir yol girin veya bir yedekleme hedefi seçmek için [Browse (Gözet)] seçeneğine tıklayın.

Otomatik Yedekleme Ayarları

Otomatik yedeklemenin gerçekleştirileceği haftanın gününü seçin ve liste kutusundan yedekleme türünü seçin.

- [Full Backup (Tam Yedekleme)]: Tüm verileri yedekler.
- [Incremental Backup (Artımlı Yedekleme)]: Yalnızca önceki yedeklemeden bu yana değiştirilen verileri yedekler.

Liste kutusundan otomatik yedeklemenin gerçekleştirileceği bir zaman seçin. [At Exit (Çıkışta)] seçilirse yedekleme, RC/RX Sunucusu için RX Capture uygulamasından çıktığınızda gerçekleştirilecektir.

Tam yedekleme başarıyla tamamlandıktan sonra eski yedekleme günlüğü silinir. Eski yedekleme günlüğünü kaydetmek için [Delete all old logs after succeeding to full backup (Tam yedekleme başarılı olduktan sonra tüm eski günlükleri sil)] onay kutusunun işaretini kaldırın.

Manuel Yedekleme

[Full Backup (Tam Yedekleme)] veya [Incremental Backup (Artımlı Yedekleme)] seçeneğine tıklayın.

Yedekleme başlar.

Yedeklemeyi iptal etmek için [Cancel (İptal)] seçeneğine tıklayın.

Yedekleme Günlüğünün Görüntülenmesi

[Backup Logs (Yedekleme Günlükleri)] sekmesine tıklandığında, yedekleme günlüğü listesi görüntülenir.

Verileri Geri Yükleme

Veriler geri yüklenerek, veri durumu seçilen yedekleme günlüğü aşamasına kadar geri döndürülebilir.

1 **Bir yedekleme günlüğü seçin ve ardından [Restore (Geri Yükle)] öğesine tıklayın.**

Örneğin, 5/16/2012 tarihli yedekleme günlüğü geri yüklenirse durum 5/16/2012 tarihine döner. Bu nedenle, 5/17/2012 tarihinde ve sonrasında elde edilen hasta bilgileri ve muayene verileri silinir.

Geri yükleme başlar.

İlerleme çubuğunun gösterildiği ekran kaybolduğunda geri yükleme tamamlanmış olur.

Ek

Teknik Açıklama

Teknik açıklama için ürünün kullanım kılavuzuna bakın.

Canon



Üretici:

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japonya

Telefon: (81)-3-3758-2111

Revizyon Tarihi: 2026-05

BT8-2715-TR01

© CANON INC. 2026