

技術と精度を追求したら、
人にやさしい検査ができました。


キヤノンの体外診断システム



インフルエンザウイルス

鼻かみ液から、インフルエンザを検出する。

キヤノンの体外診断システムを使ったインフルエンザ検査は、鼻かみ液など少ないウイルス量でも検出可能。分析開始後約8分で、発症初期のウイルスでも判定可能なため、早期検査による早期診断をサポートし、重症化や感染拡大の防止に貢献します。インフルエンザ以外にも、キヤノンは高度なイメージング技術を駆使したDNA検査システムで世界の医療を支えています。生きるを支える。もっと優しく。もっと確かに。キヤノンの体外診断システムです。



インフルエンザ迅速検査システム

キヤノンはヘルスケアカンパニーへ

Canon

make it possible with canon